



**GESTALTEN SIE IHREN
SOMMER GRÜN –
MIT DEN FUJIFILM
BNG ANGEBOTEN**

FUJIFILM
Value from Innovation



ELUXEO LITE: DIE BASIS FÜR IHRE PRAXIS

Das ELUXEO™ Lite EP-6000 System ist das ideale System für Ihre Praxis. Es kombiniert eine zuverlässige LED-Lichtquelle mit einem Prozessor, der eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten mit unserem umfassenden Endoskop-Spektrum bietet. Durch den Einsatz sparsamer LED-Lampen mit hoher Lebensdauer arbeitet dieses System nachhaltig und kostensparend (Garantie Lichtquelle: 5 Jahre / 10.000 Arbeitsstunden).



ELUXEO Lite EP-6000

NACHHALTIG UND ZUVERLÄSSIG BIS INS KLEINSTE DETAIL

Als Vorreiter der High-End LED Technik in der Endoskopie können Sie sich auf unser ausgereiftes und bewährtes ELUXEO System verlassen. Sie haben dank des integrierten CMOS Chips und der unterschiedlichen Lichtmodi (Weißlicht, LCI, BLI), ein detailliertes und extrem scharfes Bild für eine noch präzisere Diagnostik und Beurteilung von Läsionen und kleinster Strukturveränderungen.



Dickdarm – Weißlicht-Modus



Dickdarm – BLI-Modus

Aber nicht nur bei der LED Endoskopie Lichttechnik sind wir Vorreiter, auch die innovativen Details wie unser One-Step Connector erleichtern die sichere und hygienische Endoskopaufbereitung. Mit dem leicht einsteckbaren One-Step Connector und der drahtlosen Strom- und Signalübertragung tragen die Endoskope der Serie 700 dazu bei, den Reinigungsprozess zu vereinfachen und die Gefahr der unbeabsichtigten Beschädigung zu reduzieren



DAS BASIS PAKET FÜR IHRE GASTROENTEROLOGISCHE PRAXIS

- 1 x ELUXEO Lite EP-6000 System (integrierter Prozessor + Lichteinheit)
- 1 x EG-720R Routine Video-Gastroskop
- 1 x EC-720R/I Routine Video-Koloskop

Aktionspreis
37.000 €*

GERNE BERATEN WIR SIE PERSÖNLICH ÜBER WEITERE PAKET OPTIONEN UND ALT-GERÄTE RÜCKNAHMEN. IHR ANSPRECHPARTNER:
Christoph Rüter, 0151-16 33 80 10, christoph.rueter@fujifilm.com

CAD EYE – DIE ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG FÜR IHRE KOLOSKOPIE

Alle Koloskope der ELUXEO™ Serie 700 sind mit unserer Künstlichen Intelligenz (KI) Funktion CAD-EYE kompatibel. Sie unterstützt Sie bei der Erkennung und Charakterisierung von Kolon-Polypen. Wird ein auffälliger Polyp via CAD EYE Detektion erkannt, kann die CAD EYE Charakterisierung Sie bei der histologischen Prognose unterstützen. In Echtzeit wird analysiert, ob es sich um einen hyperplastischen oder neoplastischen Polypen handelt. Egal ob Sie Morgens oder Abends untersuchen, CAD EYE verliert nichts aus dem Auge und unterstützt Ihre hohe Untersuchungsqualität.



CAD EYE Kolonpolypen Detektion und Charakterisierung

MIT UNSEREM INNOVATIVEN CAD EYE SIND SIE FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET

Neben der Kolon Polypen Detektion und Charakterisierung sind in Zukunft noch weitere Funktionen für den oberen GI-Trakt geplant und optional nachrüstbar. Sichern Sie sich mit unserem Advanced Paket schon heute die Technik von morgen.



CAD EYE Erweiterungseinheit EX-1



Fernsehbeitrag CAD EYE (ab Minute 18:00)

DAS ADVANCED PAKET (INKL. KI-FUNKTION CAD EYE)

- 1 x ELUXEO Lite EP-6000 System (integrierter Prozessor + Lichteinheit)
- 1 x EX-1 (Hardware) inkl. CAD EYE Software (Kolonpolypen Detektion + Charakterisierung)
- 1 x EG-720R Routine Video-Gastroskop
- 1 x EC-720R/I Routine Video-Koloskop

Aktionspreis
61.800 €*

*Die aufgeführten Angebote gelten bis einschließlich zum 30.09.2024. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%. Änderungen bleiben vorbehalten. Nur solange Vorrat reicht.



FUJIFILM
Endoscopy

FUJIFILM

FUJIFILM Deutschland

Balcke-Dürr-Allee 6 | 40882 Ratingen, Germany
+49 2102 5364-0 | endoscopy_feg@fujifilm.com
www.fujifilm-endoscopy.com