

**GUIDEBOOK
ENDOSKOPIE
SYSTEME**

FUJIFILM
Value from Innovation

AUSGEWÄHLTE **TECHNOLOGIEN**



LCI (LINKED COLOR IMAGING)

Ein erhöhter Rot-Kontrast ermöglicht eine verbesserte Erkennung von Entzündungen oder Läsionen und deren Abgrenzung.



BLI (BLUE LIGHT IMAGING)

Die Kombination spezieller Lichtwellenlängen führt zu einer kontrastreichen Visualisierung für eine präzise Diagnostik.



CAD EYE

Unterstützt die Detektion und Charakterisierung von Kolonpolypen mit Hilfe von AI-Technologie.



ONE-STEP CONNECTOR

Einfach einzustecken und mit kabelloser Stromversorgung, um die schnellstmögliche Datenübertragung zu garantieren.



G7-GRIFF

Komfortables Griff-Design, um die Handhabung zu verbessern und die Belastung zu reduzieren.



WATER-JET-TECHNOLOGIE

Unterstützt eine optimale, konstante Visualisierung sowohl in diagnostischen als auch therapeutischen Prozeduren.



COLOASSIST ADJUST

Flexible Ausrichtung, ergänzend zur verbesserten Kraftübertragung und adaptiven Abwinklung, für eine leichtere Einführung.



MULTI ZOOM-TECHNOLOGIE

Einfach zu kontrollierende schrittweise oder stufenlose optische Vergrößerung.



BALLON-TECHNOLOGIE

Single-Ballon-Endoskop-Technik zur Glättung der Darmfalten und Unterstützung von therapeutischen Eingriffen.



HD-TECHNOLOGIE

Die Kombination von Peripherie-Geräten mit diesem Logo gewährleistet eine Visualisierung in HDTV-Qualität.

INHALT

ELUXEO™ SERIE 700 ENDOSKOPE	4
SERIE 600 ENDOSKOPE	6
SERIE 500 ENDOSKOPE	6
ENDOSKOPIE-SYSTEME	10
EUS-SYSTEME	12
FIBER-ENDOSKOPE	14
SPEZIAL-ENDOSKOPE	14
PERIPHERIE-GERÄTE	16
ERCP	18
ESD-ZUBEHÖR	40
POLYPEKTOMIE/EMR	44
BURIED-BUMPER-THERAPIE	48
BIOPSIE	48
FREMDKÖRPER-BERGUNG	50
HÄMOSTASE	52
DILATATION	54
NITINOL-STENTS	56
ZUBEHÖR	58
PERSONEN-SCHUTZAUSRÜSTUNG	64
MONITORE	66
ENDOSKOPIE-WAGEN	66

Modell	Tiefenschärfe (mm)	Blickwinkel	Ø Distalende (mm)	Ø Einführungsstück (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	Abwinkelung (auf/ab)	Abwinkelung (links/rechts)	Arbeitslänge (mm)	Bildbereich, Arbeits- & Jet-Kanal-Austritt	Bemerk.
--------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	--	---------

GASTROSKOPE

    	ELUXEO EG-760R	2–100	140°	9,2	9,3	2,8	210°/90°	100°/100°	1.100		LCI, BLI Jet-Kanal
	ELUXEO EG-760Z	Normal 3–100 Nah 1,5–2,5	Normal 140° Nah 56°	9,9	9,8	2,8	210°/90°	100°/100°	1.100		LCI, BLI Multi Zoom*1 Jet-Kanal
	ELUXEO EG-760CT	2–100	140°	10,5	10,8	3,8	210°/90°	100°/100°	1.100		LCI, BLI Jet-Kanal
	ELUXEO EG-740N	3–100	140°	5,8	5,9	2,4	210°/90°	100°/100°	1.100		LCI, BLI
	ELUXEO Lite EG-720R	2–100	140°	9,2	9,3	2,8	210°/90°	100°/100°	1.100		LCI, BLI

DOPPELKANAL GASTROSKOP & SIGMOIDOSKOP

  	NEU ELUXEO EI-740D/S	3–100	140°	12,8	12,8	3,7/3,2	210°/90°	100°/100°	1.030		LCI, BLI Doppelkanal Jet-Kanal
--	--	-------	------	------	------	---------	----------	-----------	-------	---	--------------------------------------

KOLOSKOPE



CAD EYE ist eine neue Funktion, welche mit Hilfe von AI (künstliche Intelligenz) die Detektion und Charakterisierung

von Polypen während einer Koloskopie unterstützt. CAD EYE ist ELUXEO- und ELUXEO Lite-kompatibel*2. Mehr Informationen unter www.cadeye.eu.

      	ELUXEO EC-760R-V/M, I, L	2–100	170°	12,0	12,0	3,8	180°/180°	160°/160°	1.330/1.520/ 1.690		LCI, BLI Jet-Kanal „ColoAssist Adjust“
	ELUXEO EC-760Z-V/M, L	Normal 3–100 Nah 1,5–2,5	Normal 140° Nah 56°	12,8	12,8	3,8	180°/180°	160°/160°	1.330/1.690		LCI, BLI Multi Zoom*1 Jet-Kanal „ColoAssist Adjust“
	ELUXEO EC-760ZP-V/M, L	Normal 3–100 Nah 1,5–2,5	Normal 140° Nah 56°	11,7	11,8	3,2	180°/180°	160°/160°	1.330/1.690		LCI, BLI Multi Zoom*1 Jet-Kanal „ColoAssist Adjust“
	ELUXEO EC-760P-V/M, L	2–100	170°	11,1	11,5	3,2	180°/180°	160°/160°	1.330/1.690		LCI, BLI Jet-Kanal „ColoAssist Adjust“
	NEU ELUXEO EC-760S-G/L, M*3	2–100	170°	12,8	12,8	3,8	180°/180°	160°/160°	1.330/1.690		LCI, BLI Jet-Kanal „ColoAssist PRO“*3
	ELUXEO EC-740T/M, L	3–100	140°	9,8	10,7	3,2	210°/160°	160°/160°	1.330/1.690		LCI, BLI Jet-Kanal
	ELUXEO Lite EC-720R/M, I, L	2–100	170°	12,8	12,8	3,8	180°/180°	160°/160°	1.330/1.520/ 1.690		LCI, BLI Jet-Kanal

*1 Multi Zoom: Optische Vergrößerung x 145 auf einem 26" Monitor.
*2 Technische Details s. Seite 10/11.

*3 Für die Nutzung der Visualisierungsfunktion sind zusätzliche Geräte erforderlich, s. Seite 10/11. Informationen über die Produktverfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem zuständigen Vertriebspartner.

Modell	Tiefenschärfe (mm)	Blickwinkel	Ø Distalende (mm)	Ø Einführungs- rungsteil (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	Abwinkelung (auf/ab)	Abwinkelung (links/rechts)	Arbeitslänge (mm)	Bildbereich, Arbeits- & Jet-Kanal-Austritt	Bemerk.	ZUSATZ- PRODUKTE
G-EYE® 760R-V/M, I, L	2–100	170°	12,0	12,0	3,8	180°/180°	160°/160°	1.330/1.520/ 1.690		Ballon LCI, BLI Jet-Kanal „ColoAssist Adjust“	

Hergestellt von Smart Medical Systeme Ltd. Für Eingriffe ist das SPARK°C-System mit Controlled Withdrawal™ (inkl. Kontroll- & Fußpanel, Undichtigkeitstester) erforderlich.

Das System ist kompatibel mit ELUXEO VP/BL-7000 und ELUXEO Lite EP-6000.

VIDEO-BRONCHOSKOP

 NEU ELUXEO® EB-710P	2–50	120°	4,1	4,1	2,0	210°/130°		600		LCI, BLI
---	------	------	-----	-----	-----	-----------	--	-----	---	----------

SERIE 600 ENDOSKOPE

Modell	Tiefenschärfe (mm)	Blickwinkel	Ø Distalende (mm)	Ø Einführungs- rungsteil (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	Abwinkelung (auf/ab)	Abwinkelung (links/rechts)	Arbeitslänge (mm)	Bildbereich, Arbeits- & Jet-Kanal-Austritt	Bemerk.
--------	--------------------	-------------	-------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	---	---------

GASTROSKOPE

 HD	EG-600WR	2–100	140°	9,2	9,3	2,8	210°/90°	100°/100°	1.100		Jet-Kanal
---	----------	-------	------	-----	-----	-----	----------	-----------	-------	---	-----------

KOLOSKOPE

 HD	EC-600WM/WI/WL	2–100	140°	12,0	12,0	3,8	180°/180°	160°/160°	1.330/1.520/ 1.690		Jet-Kanal
---	----------------	-------	------	------	------	-----	-----------	-----------	-----------------------	---	-----------

SERIE 500 ENDOSKOPE

Modell	Tiefenschärfe (mm)	Blickwinkel	Ø Distalende (mm)	Ø Einführungs- rungsteil (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	Abwinkelung (auf/ab)	Abwinkelung (links/rechts)	Arbeitslänge (mm)	Bildbereich, Arbeits- & Jet-Kanal-Austritt	Bemerk.
--------	--------------------	-------------	-------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	---	---------

ULTRA-SCHLANKE GASTROSKOPE

 HD	EG-580NW2	3–100	140°	5,8	5,9	2,4	210°/90°	100°/100°	1.100		
	EG-530NP	3–100	120°	4,9	5,1	2,0	210°/120°		1.100		

DUODENOSKOPE

 HD	ED-580XT	4–60	100°	13,1	11,3	4,2	120°/90°	90°/110°	1.250		
---	----------	------	------	------	------	-----	----------	----------	-------	---	--

KOLOSKOPE

 HD	EC-530/DL	3–100	140°	12,8	12,8	3,8/2,8	180°/180°	160°/160°	1.330/1.690		Doppelkanal Jet-Kanal
---	-----------	-------	------	------	------	---------	-----------	-----------	-------------	---	--------------------------

Modell	Tiefenschärfe (mm)	Blickwinkel	Ø Distalende (mm)	Ø Einföhrungsteil (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	Abwinkelung (auf/ab)	Abwinkelung (links/rechts)	Arbeitslänge (mm)	Bildbereich, Arbeits- & Jet-Kanal-Austritt	Bemerk.
--------	--------------------	-------------	-------------------	------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	--	---------

DOPPEL-BALLON-ENDOSKOPE

	EN-580T	2–100	140°	9,4	9,3	3,2	180°/180°	160°/160°	2.000		*2
	EN-580XP	2–100	140°	7,5	7,7	2,2	180°/180°	160°/160°	2.000		*3

KURZES DOPPEL-BALLON-ENDOSKOP

	EI-580BT	2–100	140°	9,4	9,3	3,2	180°/180°	160°/160°	1.550		*4
--	----------	-------	------	-----	-----	-----	-----------	-----------	-------	---	----

BRONCHOSKOPE

	EB-580S	2–100	120°	5,3	5,1	2,2	210°/130°		600		*5 LCI, BLI HF-kompatibel Laserfilter (*6)
	EB-580T	2–100	120°	5,8	5,9	2,8	180°/130°		600		*5 HF-kompatibel Laserfilter (*7)
	EB-530H	3–100	140°	5,4	4,9	2,0	180°/130°		600		*5 HF-kompatibel Laserfilter (*6)
	EB-530S	3–100	120°	4,9	4,9	2,0	180°/130°		600		*5 HF-kompatibel Laserfilter (*6)
	EB-530T	3–100	120°	5,8	5,9	2,8	180°/130°		600		*5 HF-kompatibel Laserfilter (*6)
	EB-530P	3–100	120°	3,8	3,8	1,2	180°/130°		600		*5 Laserfilter (*6)
	EB-530XT	3–100	120°	6,2	6,3	3,2	180°/130°		600		*5 HF-kompatibel Laserfilter (*6)

*2 Empfohlene Kombination: Ballon-Kontrolleinheit PB-30, Ballon BS-4 und Overtube TS-1314B.
Latex-freies Verbrauchsmaterial.
*3 Empfohlene Kombination: Ballon-Kontrolleinheit PB-30, Ballon BS-4 und Overtube TS-1114B.
Latex-freies Verbrauchsmaterial.
*4 Empfohlene Kombination: Ballon-Kontrolleinheit PB-30, Ballon BS-2 und Overtube TS-13101.
*5 In Kombination mit Absaugventil SB-602.
*6 Diode LASER (810 nm).
*7 Nd-Yag LASER (1064 nm) und Diode LASER (810 nm).

Modell	Beschreibung
--------	--------------

VIDEOPROZESSOREN & LICHTQUELLEN

ELUXEO™ VP-7000 BL-7000 	 ▶ 4 LED Multi Light™-System ▶ Energiesparende, langlebige LED-Lichtquelle ▶ BLI-, LCI-*1 und FICE-Modus ▶ Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten ▶ Videoprozessor und Lichtquelle für die Serien 700, 600 und 500 ▶ Full HD 1920x1080p digitaler Ausgang ▶ DICOM-kompatibel ▶ Inkl. USB-Laufwerk	▶ Bildausgabe: HD-SDI x 2, DVI-D x 2, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video ▶ VP-7000 Prozessor 9,0 kg, 390 mm (B) x 110 mm (H) x 485 mm (T) ▶ BL-7000 Lichtquelle 12,0 kg, 390 mm (B) x 155 mm (H) x 485 mm (T)
ELUXEO™ Lite EP-6000 	 ▶ Videoprozessor mit integrierter LED-Lichtquelle ▶ 3 LED Multi Light™-System ▶ Energiesparende, langlebige LED-Lichtquelle ▶ BLI-, LCI-*1 und FICE-Modus ▶ Videoprozessor und Lichtquelle für die Serien 700, 600 und 500*2 ▶ Full HD 1920x1080p digitaler Ausgang ▶ DICOM-kompatibel ▶ Inkl. USB-Laufwerk	▶ Bildausgabe: DVI-D x 2, RGB TV, S-Video, Video ▶ 15,0 kg, 395 mm (B) x 210 mm (H) x 485 mm (T)
Zusatzgerät EX-1 	 ▶ Kompatible Prozessoren: VP-7000, EP-6000 ▶ Ausgang: DVI-I x1, DVI-D x1 ▶ Eingang: DVI-I x1	▶ Nennleistung: 100-240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz, 1,25 bis 0,60 A ▶ 7,1 kg, 370,0 (B) x 99,0 (H) x 465,6 mm (T)
Software EW10-EC02 	▶ USB-Laufwerk für die Installation von CAD EYE zur Detektion und Charakterisierung von Kolonopolyphen	▶ Nur mit Zusatzgerät EX-1 ▶ Kompatibel mit Endoskopen der Serie 700
Software EW10-SC01 	▶ USB-Laufwerk für die Installation der Grundfunktionen	▶ Beweg- & Standbild-Aufzeichnung mit CAD EYE Funktion ▶ Netzwerk: Standbildübertragung (Auflösung Full HD/SXGA, Format TIFF/JPEG) via FTP/FTPS/Dicom-Speicher, Videotransfer (Auflösung Full HD, Format MP4) über Samba-Netzwerkprotokoll (kein DICOM Video) ▶ Max. Speicherzeit einer Datei: 1 Stunde, interner Speicher, max. 30 Stunden ▶ Nur mit Zusatzgerät EX-1 und DICOM Funktionalität beim Videoprozessor ▶ Kompatibel mit Endoskopen der Serie 700/600/500 exkl. Ultraschall-Endoskope
NEU Endoskope Visualizer EV-3D 	 ▶ Kompatible Prozessoren: VP-7000, EP-6000 ▶ Kompatible Endoskope: EC-760S-G/L, M ▶ Nennleistung: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 1,0 – 0,7 A ▶ NTSC/PAL	▶ Video-Ausgang DVI-I (Auflösung 1280 x 1024/1920 x 1080p) ▶ HD-SDI (Auflösung 1920 x 1080p) ▶ Sicherung T2.5AH 250 V x 2 (Leistung 2.5 A/250 V) ▶ 6,5 kg, 380,0 mm (B) x 80,0 mm (H) x 445 mm (T) (Projektion inbegriffen) ▶ Frequenz 200 – 2000 Hz Zusätzlich sind der Handmarker EV-HM, der Transceiver EV-TD1 und der Transceiver-Ständer EV-TD2 erforderlich.

*1 Endoskope mit BLI/LCI-Kompatibilität: Serie 700 und EB-580S

*2 Ausgenommen Endoskope der Serie 590 sowie EG-530UT2, EG-530UT, EG-530UR2, EG-530UR.

Modell	Tiefenschärfe (mm)	Blickwinkel	Ø Distalende (mm)	Ø Einföhrungsteil (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	Abwinkelung (auf/ab)	Abwinkelung (links/rechts)	Arbeitslänge (mm)	Frequenz (MHz)	Scan-Methode	Bemerk.
--------	--------------------	-------------	-------------------	------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	----------------	--------------	---------

ULTRASCHALL-ENDOSKOPE

	EG-580UT ^{*1}	3-100	140° (seitwärts 40°)	13,9	12,4	3,8	150°/150°	120°/120°	1.250	5, 7,5 10, 12	Elektronisch konvex 150°	SU-1
	NEU EG-740UT ^{*1}	3-100	140°	14,5	12,6	4,00	150°/100°	100°/100°	1.250	5, 7,5 10, 12	Elektronisch konvex 180°	SU-1
	EG-580UR ^{*2}	3-100	140°	11,4	11,5	2,8	190°/90°	100°/100°	1.250	5, 7,5 10, 12	Elektronisch radial 360°	SU-1
	EB-530US ^{*3}	3-100	120° (seitwärts 10°)	6,7	6,3	2,0	130°/90°		610	5, 7,5 10, 12	Elektronisch konvex 65°	SU-1

Typ	Modell	Arbeitslänge (mm)	Ø Äußerer Durchmesser (mm)	Frequenz (MHz)	Passender Arbeitskanal	Scan-Methode	Bemerk.
-----	--------	-------------------	----------------------------	----------------	------------------------	--------------	---------

ULTRASCHALL-MINISONDEN

Probe Bronchoskopie	PB2020-M2	2.150	1,4 (distal) – 1,9 (proximal)	20,0	≥ 2,0 mm	Mechanisch radial	SP-900
P-Serie für Gastroenterologie	P2620-L	2.620	2,6 max	17,0	≥ 2,8 mm	Mechanisch radial	SP-900

Modell	Beschreibung
--------	--------------

ULTRASCHALL-PROZESSOR

SU-1-H	 ▶ 13,0 kg, 390 mm (B) x 135 mm (H) x 485 mm (T), AC 100-240 V ▶ Flache CP-1 Tastatur mit Touchpad oder Trackball ▶ Scan-Methode: Elektronisch radial, konvex ▶ Scan-Modi: 5-12MHz/Power-Doppler/Farb-Doppler/PW-Doppler/M-Modus/B-Modus/TH/CH/F-Flow/CH/I/Elastographie ▶ Tastatur mit Touchpad oder Trackball
--------	---

ULTRASCHALL-MINISONDEN-PROZESSOR

SP-900	 ▶ 8 kg, 377 mm (B) x 80 mm (H) x 480 mm (T), AC 100-240 V ▶ CP-900 Steuereinheit ▶ Scan-Methode: Mechanisch radial ▶ Scan-Modus: B-Modus
--------	--

^{*1} B20UT-Ballon erforderlich
^{*2} B20UR-Ballon erforderlich
^{*3} B20BU-Ballon erforderlich

Modell	Tiefenschärfe (mm)	Blickwinkel	Ø Distalende (mm)	Ø Einführungsteil (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	Abwinkelung (auf/ab)	Abwinkelung (links/rechts)	Arbeitslänge (mm)	Bildbereich	Bemerk.
--------	--------------------	-------------	-------------------	------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	-------------	---------

GASTROSKOP

FG-1Z	3-100	105°	9,5	9,8	2,8	210°/90°	100°/100°	1.030		
-------	-------	------	-----	-----	-----	----------	-----------	-------	---	--

KOLOSKOP

FC-1Z	3-100	120°	13,0	13,0	3,2	180°/180°	160°/160°	1.660		
-------	-------	------	------	------	-----	-----------	-----------	-------	---	--

BRONCHOSKOPE

FB-120S	1-50	120°	4,8	4,9	2,2	180°/130°		600		HF-kompatibel
FB-120T	1-50	120°	5,9	5,9	2,8	180°/130°		600		HF-kompatibel
FB-120P	1-50	100°	2,7	2,8	1,2	180°/130°		600		
FB-120MP	1-50	120°	4,8	4,9	2,2	180°/130°		600		Mobil + HF-kompatibel

Modell	Beschreibung
--------	--------------

LICHTQUELLE

PS2-HP	 Lichtquelle für alle Fiber-Endoskope außer FB-120MP ▶ Luftpumpe ▶ 150 W Halogenlampe ▶ 8,6 kg, 195 mm (B) x 215 mm (H) x 350 mm (T)
--------	--

SPEZIAL-ENDOSKOPE

Modell	Tiefenschärfe (mm)	Blickwinkel	Ø Distalende (mm)	Ø Einführungsteil (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	Abwinkelung (auf/ab)	Arbeitslänge (mm)	Bildbereich
--------	--------------------	-------------	-------------------	------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------

FIBER/NASO-PHARYNGO-LARYNGO-ENDOSKOPE

Fiber – FR-120F	3-50	90°	3,3	3,2		130°/130°	300	
Video – ER-530S2	3-50	90°	2,9	3,2		130°/130°	300	110%
Video – ER-530T	2-50	140°	5,4	4,9	2,0	130°/130°	400	130%

Modell	Beschreibung	
--------	--------------	--

PB-30		Ballon-Kontrolleinheit für DB-Endoskope ▶ 7 kg, 145 mm (B) x 170 mm (H) x 410 mm (T) (Hauptgerät), AC 100–240 V ▶ Solldruck Ballon: 5.6 kPa ± 2 kPa ▶ Max. Flussrate Pumpe: 170 ± 50 ml/10 sec.
NEU JW-3		Wasserpumpe für FUJIFILM-Endoskope mit Water-Jet-Kanal ▶ Tankkapazität: 2000 ml ▶ Einfache Bedienung über Fußschalter ▶ 3 angepasste Betriebsmodi (Flussraten zwischen 60 und 840 mL/min) ▶ 3,4 kg (inkl. leerer Wassertank), 215 mm (H) x 168 mm (H) x 289 mm (T) (Hauptgerät), 215 mm (H) x 175 mm (H) x 334 mm (T) (inkl. Wassertank)
GW-100		CO₂-Insufflator für FUJIFILM-Endoskope ▶ Max. Gaszufuhr: 65 kPa ▶ Für haus eigenen Wandanschluss oder CO₂-Flasche ▶ Auswahl zwischen zwei Flussraten (Standard & low) ▶ 6 kg, 145 mm (B) x 170 mm (H) x 390 mm (T) (Hauptgerät)

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	VE
-------------	-------------	---------------	----

ECOFLUSHCAP EINWEG-OPTIKSPÜLSYSTEM ②

WB-FJ3-WC2	70100141635	EcoFlushCap Einweg-Optikspülsystem für Fujifilm Endoskope der Serien 500/600 mit Luer-Lock Anschluss für CO ₂ -Insufflatoren (außer GW-1/GW-100)	10
WB-FJ4-WC2	70100141637	EcoFlushCap Einweg-Optikspülsystem für Fujifilm Endoskope der Serien 500/600 mit 1,10m CO ₂ -Anschluss inkl. Adapter zur GW-100	15
WB-FJ5-WC2	70100141634	EcoFlushCap Einweg-Optikspülsystem für Fujifilm Endoskope der Serie 700 mit 1,10m CO ₂ -Anschluss inkl. Adapter zur GW-100	15
WB-FJ6-WC2	70100141633	EcoFlushCap Einweg-Optikspülsystem für Endoskope der Serie 700 mit Luer-Lock Anschluss für CO ₂ -Insufflatoren (außer GW-1/GW-100)	10

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Schnittlänge (mm)	Ø Spitze (Fr)/ Länge (mm)	Empfohlener Führungsdraht (in)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------	----

AXS_TOME+ PAPILLOTOME (3 Lumen)

PAP1-D7-20-35	70100147815	Mikro-Tip+, CWT	20	4,2/5	0,035	2,8	5
PAP1-D7-25-35	70100147794	Mikro-Tip+, CWT	25	4,2/5	0,035	2,8	5
PAP1-D7-30-35	70100147795	Mikro-Tip+, CWT	30	4,2/5	0,035	2,8	5
PAP1-D8-20-35	70100147827	Mikro-Tip+, monofil, drehbar	20	4,2/5	0,035	2,8	5
PAP1-D8-25-35	70100147828	Mikro-Tip+, monofil, drehbar	25	4,2/5	0,035	2,8	5
PAP1-D8-30-35	70100147829	Mikro-Tip+, monofil, drehbar	30	4,2/5	0,035	2,8	5
PAP1-P8-25-35	70100147796	Mikro-Tip+, monofil, teilsolierter Schneidedraht (ProCut), drehbar	12,5/12,5 proximal isoliert	4,2/5	0,035	2,8	5
PAP1-P8-30-35	70100147825	Mikro-Tip+, monofil, teilsolierter Schneidedraht (ProCut), drehbar	15/15 proximal isoliert	4,2/5	0,035	2,8	5

AXS_TOME+ PAPILLOTOME FÜR EASYCURE (3 Lumen)

PAP1-Q7-20-35	70100147798	Mikro-Tip+, CWT	20	4,2/5	0,035	3,8	5
PAP1-Q7-25-35	70100147797	Mikro-Tip+, CWT	25	4,2/5	0,035	3,8	5
PAP1-Q7-30-35	70100147832	Mikro-Tip+, CWT	30	4,2/5	0,035	3,8	5
PAP1-S8-20-35	70100147833	Mikro-Tip+, monofil, drehbar	20	4,2/5	0,035	3,8	5
PAP1-S8-25-35	70100147820	Mikro-Tip+, monofil, drehbar	25	4,2/5	0,035	3,8	5
PAP1-S8-30-35	70100147812	Mikro-Tip+, monofil, drehbar	30	4,2/5	0,035	3,8	5
PAP1-T8-25-35	70100147799	Mikro-Tip+, monofil, teilsolierter Schneidedraht (ProCut), drehbar	12,5/12,5 proximal isoliert	4,2/5	0,035	3,8	5
PAP1-T8-30-35	70100147800	Mikro-Tip+, monofil, teilsolierter Schneidedraht (ProCut), drehbar	15/15 proximal isoliert	4,2/5	0,035	3,8	5

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Schnittlänge (mm)	Ø Spitze (Fr)/ Länge (mm)	Empfohlener Führungsdraht (in)	Länge (mm)	ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------------	----

VORGELADENE AXS_TOME PAPILLOTOME (mit GPS Wire, 3 Lumen)

PAP1-X7-25-35-450-OL	70100148363	Mikro-Tip, CWT, vorgeladener GPS-Draht, 450 cm	25	4,2/5	0,035	2.000	2,8	5
PAP1-X8-30-35-260-OL	70100146711	Mikro-Tip, monofil, vorgeladener GPS-Draht, 260 cm	30	4,2/5	0,035	2.000	3,8	5
PAP1-X8-30-35-450-OL	70100146541	Mikro-Tip, monofil, vorgeladener GPS-Draht, 450 cm	30	4,2/5	0,035	2.000	2,8	5

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Schnittlänge (mm)	Ø Spitze (Fr)/ Länge (mm)	Empfohlener Führungsdraht (in)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------------	----

AXS_TOME PAPILLOTOME (3 Lumen) ②

PAP1-C7-20-35-OL	70100146658	Mikro-Tip, CWT	20	4,2/5	0,035	2.000	2,8	5
PAP1-C7-25-35-OL	70100146539	Mikro-Tip, CWT	25	4,2/5	0,035	2.000	2,8	5
PAP1-C7-30-35-OL	70100146599	Mikro-Tip, CWT	30	4,2/5	0,035	2.000	2,8	5
PAP1-C8-20-35-OL	70100146622	Mikro-Tip, monofil	20	4,2/5	0,035	2.000	2,8	5
PAP1-C8-25-35-OL	70100146623	Mikro-Tip, monofil	25	4,2/5	0,035	2.000	2,8	5
PAP1-C8-30-35-OL	70100146600	Mikro-Tip, monofil	30	4,2/5	0,035	2.000	2,8	5
PAP1-F8-25-35-OL	70100146602	Mikro-Tip, monofil, teilsolierter Schneidedraht (ProCut)	12,5/12,5 proximal isoliert	4,2/5	0,035	2.000	2,8	5
PAP1-F8-30-35-OL	70100146710	Mikro-Tip, monofil, teilsolierter Schneidedraht (ProCut)	15/15 proximal isoliert	4,2/5	0,035	2.000	2,8	5

AXS_TOME PAPILLOTOME FÜR EASYCURE (3 Lumen) ②

PAP1-C7-20-E35-OL	70100146709	Mikro-Tip, CWT	20	4,2/5	0,035	2.000	3,8	5
PAP1-C7-30-E35-OL	70100146550	Mikro-Tip, CWT	30	4,2/5	0,035	2.000	3,8	5
PAP1-C8-20-E35-OL	70100148672	Mikro-Tip, monofil	20	4,2/5	0,035	2.000	3,8	5
PAP1-C8-25-E35-OL	70100148671	Mikro-Tip, monofil	25	4,2/5	0,035	2.000	3,8	5
PAP1-C8-30-E35-OL	70100146551	Mikro-Tip, monofil	30	4,2/5	0,035	2.000	3,8	5

AXS_TOME PAPILLOTOME (2 Lumen) ②

PAP1-C2-20-35-OL	70100146538	Mikro-Tip, CWT	20		0,035	2.000	2,0	5
PAP1-C2-25-35-OL	70100146567	Mikro-Tip, CWT	25		0,035	2.000	2,0	5
PAP1-C2-30-35-OL	70100146620	Mikro-Tip, CWT	30		0,035	2.000	2,8	5
PAP1-C5-20-35-OL	70100146568	Mikro-Tip, monofil	20		0,035	2.000	2,8	5
PAP1-C5-30-35-OL	70100146621	Mikro-Tip, monofil	30		0,035	2.000	2,8	5
PAP1-D2-30-21-OL	70100146601	Mikro-Tip, CWT, Ballon-Enteroskopie	30		0,021	2.600	2,0	2
PAP1-A2-20-35-OL	70100146619	Vorschnitt, CWT	20		0,035	2.000	2,8	5
PAP1-K2-06-35-OL	70100146562	Nadel	6		0,035	2.000	2,8	5
PAP1-M2-20-35-OL	70100146569	B II, CWT	20		0,035	2.000	2,8	2
PAP1-N2-20-21-OL	70100146696	B II, CWT, Ballon-Enteroskopie	20		0,021	2.600	2,0	2

AXS_TOME PAPILLOTOME FÜR EASYCURE

(3 Lumen, Kurz- & Langdraht) ②

PAP1-F8-30-E35-OL	70100146710	Mikro-Tip, monofil, teilsolierter Schneidedraht (ProCut)	15/15 proximal isoliert	4,2/5	0,035	2.000	3,8	5
PAP1-K8-06-E35-OL	70100146540	Nadel	6		0,035	2.000	3,8	5
PAP1-X8-30-35-260-OL	70100146711	Mikro-Tip, monofil, vorgeladener GPS-Draht	30	4,2/5	0,035	2.000	3,8	5

AXS_TOME PAPILLOTOME (1 Lumen) ②

PAP1-K1-06-OL	70100146561	Nadel	6				2,8	5
PAP1-A1-20-OL	70100146708	Vorschnitt, Flechtdraht	20				2,8	5

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	VE
-------------	-------------	---------------	----

EASYCURE FÜHRUNGSDRAHT-FIXIERUNG ②

SPE1-Y7	70100146823	Führungsdraht-Fixierung (Instrumentengabel) für Fujifilm und Olympus (ab Serie G5)	5
---------	-------------	--	---

Hergestellt von FUJIFILM medwork GmbH.

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Länge (mm)	Empfohlener Führungsdraht (in)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	---------------	--------------------------------------	------------------------	----

ERCP KATHETER ②

CAN1-A3-18-200-35	70100146579	Standard, 1 Lumen, röntgendichter Marker	2.000	0,035	2,0	5
CAN1-A5-18-200-35	70100146633	Standard, 1 Lumen, Metallkopf	2.000	0,035	2,8	10
CAN1-A6-18-200-35	70100146688	Filiform, Führungsdraht-Port, 1 Lumen, röntgendichter Marker, verjüngt (2,3/1,8 mm)	2.000	0,035	2,8	5
CAN1-B3-18-200-35	70100146688	Filiform, 1 Lumen, röntgendichter Marker	2.000	0,035 ≥ 2.000 mm	3,2	2
CAN1-B3-18-260-35	70100146580	Filiform, 1 Lumen, röntgendichter Marker, Ballon-Enteroskopie	2.000	0,035	2,8	5
CAN1-B4-18-200-35	70100146553	Filiform, 2 Lumen, röntgendichter Marker, verjüngt (2,3/1,8 mm)	2.000	0,035	2,8	5
CAN1-B4-18-200-E35	70100146594	Filiform, 2 Lumen, röntgendichter Marker, für Kurz- & Langdraht-Technik, verjüngt (2,3/1,8 mm)	2.000	0,035	2,8	5
CAN1-D5-18-200-35	70100146546	Flaschenhals, 1 Lumen, Metallkopf	2.000	0,035 ≥ 2.000 mm	3,2	2

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Länge (mm)	Durchmesser (in)	VE
-------------	-------------	---------------	---------------	---------------------	----

GPS WIRE FÜHRUNGSDRÄHTE MIT HYDROPHILER SPITZE ②

WIR1-S6-35-260	70100146742	Gerade, Nitinol, isoliert, grün/weiß	2.600	0,035	5
WIR1-S6-35-450	70100146743	Gerade, Nitinol, isoliert, grün/weiß	4.500	0,035	5
WIR1-J6-35-260	70100147764	J-tip, Nitinol, isoliert, grün/weiß	2.600	0,035	5
WIR1-J6-35-450	70100146828	J-tip, Nitinol, isoliert, grün/weiß	4.500	0,035	5

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Länge (mm)	Durchmesser (in)	VE
-------------	-------------	---------------	---------------	---------------------	----

FÜHRUNGSDRÄHTE ②

WIR1-E1-72-260	70100146825	Gerade, Stahl, flexible Spitze, Eder-Püstow	2.600	0,072	2
WIR1-F1-18-400	70100146811	Gerade, Nitinol, beschichtet	4.000	0,018	2
WIR1-F1-21-400	70100147809	Gerade, Nitinol, beschichtet	4.000	0,021	5
WIR1-F1-21-500	70100147850	Gerade, Nitinol, beschichtet	5.000	0,021	5
WIR1-F5-25-400	70100146826	Gerade, Nitinol, isoliert, schwarz/weiß	4.000	0,025	2
WIR1-F5-35-400	70100146738	Gerade, Nitinol, isoliert, schwarz/weiß	4.000	0,035	2
WIR1-F7-35-260	70100146812	Gerade, Nitinol, beschichtet, extra steif	2.600	0,035	2
WIR1-F7-35-400	70100146827	Gerade, Nitinol, beschichtet, extra steif	4.000	0,035	2

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Ballon (mm)	Länge (mm)	Empfohlener Führungsdraht (in)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	---------------	------------	--------------------------------	---------------------	----

STEINFÄNGER-BALLON ⓘ

BAL1-B2-16-75-200-35	70100146544	Distale röntgendichte Marker, 2 Lumen, verjüngt (7/5 Fr)	16	2.000	0,035	2,8	5
BAL1-C2-16-07-200-35	70100146700	Distale röntgendichte Marker, 2 Lumen	16	2.000	0,035	2,8	5
BAL1-C3-18-07-200-35	70100146701	Distale röntgendichte Marker, 3 Lumen	16	2.000	0,035	2,8	5
BAL1-C3-18-07-200E35	70100146545	Distale röntgendichte Marker, verjüngt, 3 Lumen, für Kurz- & Langdraht-Technik	16	2.000	0,035 ≥ 2.000 mm	3,2	2

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Korb (mm)	Länge (mm)	Empfohlener Führungsdraht (in)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	-------------	------------	--------------------------------	---------------------	----

TWIST'N'CATCH STEINFÄNGER ⓘ

BAS1-K2-25-23-200	70100146704	Kugel, 130° Rotation	35	2.000		2,8	5
BAS1-K3-35-28-200	70100146643	Kugel, 130° Rotation, für Kurz- & Langdraht-Technik	35	2.000	0,035 ≥ 2.000 mm	3,2	5

ROCKSTAR LITHOTRIPSIE-STEINFÄNGER ⓘ

BAS3-K2-35-35-200	70100146558	twist'n'CATCH-Korb, integrierte Lithotripsie-Funktion	35	2.000	0,035	4,2	2
-------------------	-------------	---	----	-------	-------	-----	---

STEINFÄNGER ⓘ

BAS1-A2-20-23-200	70100146699	Hexagonal	20	2.000		2,8	5
BAS1-A2-25-23-200	70100146702	Hexagonal	25	2.000		2,8	5
BAS1-A2-30-23-200	70100146661	Hexagonal	30	2.000		2,8	5
BAS1-A2-35-23-200	70100146641	Hexagonal	35	2.000		2,8	5
BAS1-C1-20-18-260	70100146573	Halb gewendelt, Ballon-Enteroskopie 	20	2.600		2,0	2
BAS1-C2-25-23-260	70100146642	Halb gewendelt, Ballon-Enteroskopie 	25	2.600		2,8	2

 Nicht geeignet für Lithotripsie

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Korb (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	----------------	---------------	------------------------	----

ROTACRUSH LITHOTRIPTOR ②

LIT3-K2-30-35-200	70100146975	twist'n'CATCH-Korb, integrierter Katheter, Spiralfeder, Handgriff	35	2.000	3,8	1
-------------------	-------------	--	----	-------	-----	---

LITHOTRIPTOR-KÖRBE ②

twist'n'CATCH LIT1-K2-25-23-200	70100146966	Kugel, 130° Rotation	35	2.000/4.000	2,8	2
LIT1-C3-20-23-200	70100146996	Halb gewendelt	20	2.000/4.000	2,8	2
LIT1-C3-25-23-200	70100146965	Halb gewendelt	25	2.000/4.000	2,8	2
LIT1-C3-30-23-200	70100146986	Halb gewendelt	30	2.000/4.000	2,8	2
LIT1-C3-35-23-200	70100146970	Halb gewendelt	35	2.000/4.000	2,8	2

LITHOTRIPTOR-FEDERN ②

LIT1-G4-26-185	70100146988	Spiralfeder, transendoskopisch, Gallengang		1.850	2,8	2
LIT1-N4-38-090	70100146957	Spiralfeder, Notfall, Gallengang		900		2

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	VE
-------------	-------------	---------------	----

WIEDERVERWENDBARER LITHOTRIPTOR-HANDGRIFF

LIT2-D-HAN	70100146616	Handgriff, konzentrische Drahtführung	1
------------	-------------	---------------------------------------	---

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Farbe	Durchmesser (Fr)	Länge zw. Flaps (mm)	Gesamtlänge (mm)	VE
-------------	-------------	-------	------------------	----------------------	------------------	----

KENA GALLENGANGSTENTS (2 Flaps, zentrisch gebogen)

PRO1-C2-07-05	70100147774	Grau	7	50	65	1
PRO1-C2-07-07	70100147775	Grau	7	70	85	1
PRO1-C2-07-09	70100147776	Grau	7	90	105	1
PRO1-C2-07-11	70100147835	Grau	7	110	125	1
PRO1-C2-07-13	70100147836	Grau	7	130	145	1
PRO1-C2-07-15	70100147837	Grau	7	150	165	1
PRO1-C2-07-17	70100147838	Grau	7	170	185	1
PRO1-C2-07-19	70100147831	Grau	7	190	205	1
PRO1-C2-08-05	70100147787	Grün	8,5	50	65	1
PRO1-C2-08-07	70100146792	Grün	8,5	70	85	1
PRO1-C2-08-09	70100147830	Grün	8,5	90	105	1
PRO1-C2-08-11	70100146796	Grün	8,5	110	125	1
PRO1-C2-08-13	70100147839	Grün	8,5	130	145	1
PRO1-C2-08-15	70100147816	Grün	8,5	150	165	1
PRO1-C2-08-17	70100147817	Grün	8,5	170	185	1
PRO1-C2-10-05	70100147788	Blau	10	50	65	1
PRO1-C2-10-06	70100146769	Blau	10	60	75	1
PRO1-C2-10-07	70100147818	Blau	10	70	85	1
PRO1-C2-10-08	70100147765	Blau	10	80	95	1
PRO1-C2-10-09	70100146770	Blau	10	90	105	1
PRO1-C2-10-10	70100147766	Blau	10	100	115	1
PRO1-C2-10-11	70100147789	Blau	10	110	125	1
PRO1-C2-10-12	70100146771	Blau	10	120	135	1
PRO1-C2-10-13	70100146761	Blau	10	130	145	1
PRO1-C2-10-14	70100146772	Blau	10	140	155	1
PRO1-C2-10-15	70100146773	Blau	10	150	165	1
PRO1-C2-10-17	70100146774	Blau	10	170	185	1
PRO1-C2-10-19	70100146775	Blau	10	190	205	1

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Farbe	Durchmesser (Fr)	Länge zw. Flaps (mm)	Gesamtlänge (mm)	VE
KENA GALLENGANGSTENTS (2 Flaps, duodenal gebogen) ②						
PRO1-T2-07-05	70100146777	Grau	7	50	65	1
PRO1-T2-07-07	70100146815	Grau	7	70	85	1
PRO1-T2-07-09	70100146798	Grau	7	90	105	1
PRO1-T2-07-11	70100146778	Grau	7	110	125	1
PRO1-T2-07-13	70100146779	Grau	7	130	145	1
PRO1-T2-07-15	70100146741	Grau	7	150	165	1
PRO1-T2-07-17	70100147843	Grau	7	170	185	1
PRO1-T2-07-19	70100147840	Grau	7	190	205	1
PRO1-T2-08-05	70100146780	Grün	8,5	50	65	1
PRO1-T2-08-07	70100146799	Grün	8,5	70	85	1
PRO1-T2-08-09	70100147768	Grün	8,5	90	105	1
PRO1-T2-08-11	70100147790	Grün	8,5	110	125	1
PRO1-T2-08-13	70100146800	Grün	8,5	130	145	1
PRO1-T2-08-15	70100146816	Grün	8,5	150	165	1
PRO1-T2-08-17	70100147769	Grün	8,5	170	185	1
PRO1-T2-08-19	70100146817	Grün	8,5	190	205	1
PRO1-T2-10-05	70100146739	Blau	10	50	65	1
PRO1-T2-10-06	70100147770	Blau	10	60	75	1
PRO1-T2-10-07	70100146805	Blau	10	70	85	1
PRO1-T2-10-08	70100146806	Blau	10	90	105	1
PRO1-T2-10-09	70100146781	Blau	10	80	95	1
PRO1-T2-10-10	70100146744	Blau	10	100	115	1
PRO1-T2-10-11	70100147791	Blau	10	110	125	1
PRO1-T2-10-12	70100146745	Blau	10	120	135	1
PRO1-T2-10-13	70100146746	Blau	10	130	145	1
PRO1-T2-10-14	70100147819	Blau	10	140	155	1
PRO1-T2-10-15	70100146807	Blau	10	150	165	1
PRO1-T2-10-17	70100147776	Blau	10	170	185	1
PRO1-T2-10-19	70100146818	Blau	10	190	205	1

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Farbe	Durchmesser (Fr)	Länge zw. Flaps (mm)	Gesamtlänge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	-------	------------------	----------------------	------------------	---------------------	----

VORGELADENE **KENA** GALLENGANGSTENTS

(2 Flaps, zentrisch gebogen, für Langdraht-Technik) ②

PRO3-C2-08-05	70100147792	Grün	8,5	50	65	4,2	1
PRO3-C2-08-07	70100147793	Grün	8,5	70	85	4,2	1
PRO3-C2-08-09	70100147779	Grün	8,5	90	105	4,2	1
PRO3-C2-08-11	70100147844	Grün	8,5	110	125	4,2	1
PRO3-C2-08-13	70100147801	Grün	8,5	130	145	4,2	1
PRO3-C2-08-15	70100147804	Grün	8,5	150	165	4,2	1
PRO3-C2-08-17	70100147780	Grün	8,5	170	185	4,2	1
PRO3-C2-08-19	70100147845	Grün	8,5	190	205	4,2	1
PRO3-C2-10-05	70100146809	Blau	10	50	65	4,2	1
PRO3-C2-10-06	70100147846	Blau	10	60	75	4,2	1
PRO3-C2-10-07	70100146782	Blau	10	70	85	4,2	1
PRO3-C2-10-08	70100147824	Blau	10	80	95	4,2	1
PRO3-C2-10-09	70100146819	Blau	10	90	105	4,2	1
PRO3-C2-10-10	70100146783	Blau	10	100	115	4,2	1
PRO3-C2-10-11	70100146784	Blau	10	110	125	4,2	1
PRO3-C2-10-12	70100146820	Blau	10	120	135	4,2	1
PRO3-C2-10-13	70100146765	Blau	10	130	145	4,2	1
PRO3-C2-10-14	70100146785	Blau	10	140	155	4,2	1
PRO3-C2-10-15	70100146747	Blau	10	150	165	4,2	1
PRO3-C2-10-17	70100147842	Blau	10	170	185	4,2	1
PRO3-C2-10-19	70100147847	Blau	10	190	205	4,2	1
PRO3-C2-10-21	70100147807	Blau	10	210	225	4,2	1
PRO3-C2-10-23	70100147777	Blau	10	230	245	4,2	1
PRO3-C2-10-25	70100147848	Blau	10	250	265	4,2	1

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Farbe	Durchmesser (Fr)	Länge zw. Flaps (mm)	Gesamtlänge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	-------	------------------	----------------------	------------------	---------------------	----

VORGELADENE KENA GALLENGANGSTENTS

(2 Flaps, duodenal gebogen, für Langdraht-Technik)

PRO3-T2-08-05	70100146763	Grün	8,5	50	65	4,2	1
PRO3-T2-08-07	70100146786	Grün	8,5	70	85	4,2	1
PRO3-T2-08-09	70100147781	Grün	8,5	90	105	4,2	1
PRO3-T2-08-11	70100146748	Grün	8,5	110	125	4,2	1
PRO3-T2-08-13	70100146808	Grün	8,5	130	145	4,2	1
PRO3-T2-08-15	70100146749	Grün	8,5	150	165	4,2	1
PRO3-T2-08-17	70100146750	Grün	8,5	170	185	4,2	1
PRO3-T2-08-19	70100147778	Grün	8,5	190	205	4,2	1
PRO3-T2-10-05	70100146751	Blau	10	50	65	4,2	1
PRO3-T2-10-06	70100147849	Blau	10	60	75	4,2	1
PRO3-T2-10-07	70100146764	Blau	10	70	85	4,2	1
PRO3-T2-10-08	70100146821	Blau	10	80	95	4,2	1
PRO3-T2-10-09	70100146752	Blau	10	90	105	4,2	1
PRO3-T2-10-10	70100146753	Blau	10	100	115	4,2	1
PRO3-T2-10-11	70100146787	Blau	10	110	125	4,2	1
PRO3-T2-10-12	70100146788	Blau	10	120	135	4,2	1
PRO3-T2-10-13	70100147782	Blau	10	130	145	4,2	1
PRO3-T2-10-14	70100146732	Blau	10	140	155	4,2	1
PRO3-T2-10-15	70100146733	Blau	10	150	165	4,2	1
PRO3-T2-10-17	70100146789	Blau	10	170	185	4,2	1
PRO3-T2-10-19	70100147783	Blau	10	190	205	4,2	1
PRO3-T2-10-21	70100147784	Blau	10	210	225	4,2	1
PRO3-T2-10-23	70100147771	Blau	10	230	245	4,2	1
PRO3-T2-10-25	70100147841	Blau	10	250	265	4,2	1

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Farbe	Durchmesser (Fr)	Länge zw. Flaps (mm)	Gesamtlänge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	-------	------------------	----------------------	------------------	---------------------	----

VORGELADENE KENA GALLENGANGSTENTS

(2 Flaps, zentrisch gebogen, für Kurzdraht-Technik) ②

PRO3-C3-08-05	70100149979	Grün	8,5	50	65	4,2	1
PRO3-C3-08-07	70100149980	Grün	8,5	70	85	4,2	1
PRO3-C3-08-09	70100149977	Grün	8,5	90	105	4,2	1
PRO3-C3-08-11	70100149954	Grün	8,5	110	125	4,2	1
PRO3-C3-08-13	70100149956	Grün	8,5	130	145	4,2	1
PRO3-C3-08-15	70100149957	Grün	8,5	150	165	4,2	1
PRO3-C3-08-17	70100149941	Grün	8,5	170	185	4,2	1
PRO3-C3-08-19	70100149981	Grün	8,5	190	205	4,2	1
PRO3-C3-10-05	70100149942	Blau	10	50	65	4,2	1
PRO3-C3-10-06	70100149982	Blau	10	60	75	4,2	1
PRO3-C3-10-07	70100149960	Blau	10	70	85	4,2	1
PRO3-C3-10-08	70100149958	Blau	10	80	95	4,2	1
PRO3-C3-10-09	70100149959	Blau	10	90	105	4,2	1
PRO3-C3-10-10	70100149961	Blau	10	100	115	4,2	1
PRO3-C3-10-11	70100149963	Blau	10	110	125	4,2	1
PRO3-C3-10-12	70100149943	Blau	10	120	135	4,2	1
PRO3-C3-10-13	70100149983	Blau	10	130	145	4,2	1
PRO3-C3-10-14	70100149962	Blau	10	140	155	4,2	1
PRO3-C3-10-15	70100149965	Blau	10	150	165	4,2	1
PRO3-C3-10-17	70100149984	Blau	10	170	185	4,2	1
PRO3-C3-10-19	70100149964	Blau	10	190	205	4,2	1
PRO3-C3-10-21	70100149967	Blau	10	210	225	4,2	1
PRO3-C3-10-23	70100149968	Blau	10	230	245	4,2	1
PRO3-C3-10-25	70100149944	Blau	10	250	265	4,2	1

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Farbe	Durchmesser (Fr)	Länge zw. Flaps (mm)	Gesamtlänge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	-------	------------------	----------------------	------------------	---------------------	----

VORGELADENE KENA GALLENGANGSTENTS

(2 Flaps, duodenal gebogen, für Kurzdraht-Technik)

PRO3-T3-08-05	70100149945	Grün	8,5	50	65	4,2	1
PRO3-T3-08-07	70100149969	Grün	8,5	70	85	4,2	1
PRO3-T3-08-09	70100149966	Grün	8,5	90	105	4,2	1
PRO3-T3-08-11	70100149970	Grün	8,5	110	125	4,2	1
PRO3-T3-08-13	70100149971	Grün	8,5	130	145	4,2	1
PRO3-T3-08-15	70100149946	Grün	8,5	150	165	4,2	1
PRO3-T3-08-17	70100149972	Grün	8,5	170	185	4,2	1
PRO3-T3-08-19	70100149947	Grün	8,5	190	205	4,2	1
PRO3-T3-10-05	70100149948	Blau	10	50	65	4,2	1
PRO3-T3-10-06	70100149973	Blau	10	60	75	4,2	1
PRO3-T3-10-07	70100149985	Blau	10	70	85	4,2	1
PRO3-T3-10-08	70100149986	Blau	10	80	95	4,2	1
PRO3-T3-10-09	70100149987	Blau	10	90	105	4,2	1
PRO3-T3-10-10	70100149974	Blau	10	100	115	4,2	1
PRO3-T3-10-11	70100149988	Blau	10	110	125	4,2	1
PRO3-T3-10-12	70100149989	Blau	10	120	135	4,2	1
PRO3-T3-10-13	70100149975	Blau	10	130	145	4,2	1
PRO3-T3-10-14	70100149949	Blau	10	140	155	4,2	1
PRO3-T3-10-15	70100149950	Blau	10	150	165	4,2	1
PRO3-T3-10-17	70100149976	Blau	10	170	185	4,2	1
PRO3-T3-10-19	70100149951	Blau	10	190	205	4,2	1
PRO3-T3-10-21	70100149952	Blau	10	210	225	4,2	1
PRO3-T3-10-23	70100149953	Blau	10	230	245	4,2	1
PRO3-T3-10-25	70100149990	Blau	10	250	265	4,2	1

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Durchmesser (Fr)	Länge (mm)	Empfohlener Führungsdraht (in)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	------------------	------------	--------------------------------	---------------------	----

KENA-FÜHRUNGSKATHETER, -PUSHER & -LEGESYSTEM

PRO1-P2-07-180	70100146776	Pusher, weiß, für 7 Fr Gallengangstent	7	1.800	0,035	2,8	2
PRO1-P1-09-180	70100146762	Pusher, weiß, für 8,5 und 10 Fr Gallengangstent	9	1.800	0,035	3,2	2
PRO1-K1-05-220-35	70100146797	Führungskatheter, grau, für 8,5 und 10 Fr Gallengangstent	5	2.200	0,035	4,2	2
PRO1-S1-05-220-35	70100146829	Legesystem für 8,5 und 10 Fr Gallengangstent, LL-Ansatz, distale röntgendichte Marker	9	2.000	0,035	4,2	2
PRO1-K3-05-220-35	70100149955	Führungskatheter, grau, für 8,5 und 10 Fr Gallengangstent, für Kurzdraht-Technik	5	2.200	0,035	4,2	2
PRO1-S1-09-220-35	70100149978	Legesystem für 8,5 und 10 Fr Gallengangstent, LL-Ansatz, röntgendichte Marker, für Kurzdraht-Technik	9	2.200	0,035	4,2	2

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Typ	Farbe	Messerlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	-----	-------	---------------------	----------------------	----------------------	----

FLUSHKNIFE BTS ②

DK2620JI	16659607	Kugelspitze, schmal	– B15 –	Grün	1,5	2.000	2,8 oder mehr	1
DK2620JI	16659619	Kugelspitze, schmal	– B20 –	Blau	2,0	2.000	2,8 oder mehr	1
DK2620JI	16659621	Kugelspitze, schmal	– B25 –	Gelb	2,5	2.000	2,8 oder mehr	1
DK2620JI	16659633	Kugelspitze, schmal	– B30 –	Schwarz	3,0	2.000	2,8 oder mehr	1
DK2623JI	16659669	Kugelspitze, lang & schmal	– B15 –	Grün	1,5	2.300	2,8 oder mehr	1
DK2623JI	16659671	Kugelspitze, lang & schmal	– B20 –	Blau	2,0	2.300	2,8 oder mehr	1

FLUSHKNIFE NS ②

DK2620JI	16659554	Nadelspitze, schmal	– N10 –	Weiss	1,0	2.000	2,8 oder mehr	1
DK2620JI	16659566	Nadelspitze, schmal	– N15 –	Grün	1,5	2.000	2,8 oder mehr	1
DK2620JI	16659578	Nadelspitze, schmal	– N20 –	Blau	2,0	2.000	2,8 oder mehr	1
DK2620JI	16659580	Nadelspitze, schmal	– N25 –	Gelb	2,5	2.000	2,8 oder mehr	1
DK2620JI	16659592	Nadelspitze, schmal	– N30 –	Schwarz	3,0	2.000	2,8 oder mehr	1
DK2623JI	16659645	Nadelspitze, lang & schmal	– N15 –	Grün	1,5	2.300	2,8 oder mehr	1
DK2623JI	16659657	Nadelspitze, lang & schmal	– N20 –	Blau	2,0	2.300	2,8 oder mehr	1

CLUTCHCUTTER ②

DP2618DT – 35 –	16444210	ESD Messer	– 35 –		3,5	1.800	2,8 oder mehr	1
DP2618DT – 50 –	16444222	ESD Messer	– 50 –		5,0	1.800	2,8 oder mehr	1

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Endoskopende (mm)	Ø Kappenspitze (mm)	Spitzenlänge (mm)	Instrumenten- führung	Geeignete Endoskope	VE
-------------	-------------	---------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	----

DISTALKAPPEN FÜR ESD UND POEM ②

DH-28GR	16426426	Transparent; Silikonkautschuk, Polycarbonat-Harz	11,5	8,0	7,0	Ohne	EG-760Z, EG-600ZW, EC-740T/M,L	5
DH-29CR	16426438	Transparent; Silikonkautschuk, Polycarbonat-Harz	12,4	8,0	7,0	Ohne	EG-760CT, EC-760P-V/M,L	5
DH-30CR	16426440	Transparent; Silikonkautschuk, Polycarbonat-Harz	13,8	8,0	7,0	Ohne	EC-760R-V/M,I,L, EC-760ZP-V/M,L, EC-760Z-V/M,L, EC-720R/M,I,L, EC-600WM/WI/WL, EC-600ZW/M,L	5
DH-33GR	16635493	Transparent; Silikonkautschuk, Polycarbonat-Harz	11,8	7,0	7,0	Mit	EG-760Z, EG-760CT, EC-740T/M,L	5
DH-34CR	16635508	Transparent; Silikonkautschuk, Polycarbonat-Harz	13,6	7,0	7,0	Mit	EC-760R-V/M,I,L, EC-760ZP-V/M,L, EC-600WM/WI/WL	5

ABSTANDSKAPPE ②

DH-17EN	P899Y2002650	Transparent	11,5		1,5		EI-580BT, EN-580T	10
---------	--------------	-------------	------	--	-----	--	-------------------	----

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Endoskopende (mm)	Geeignete Endoskope	VE	Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Endoskopende (mm)	Geeignete Endoskope	VE	ZUSATZ-PRODUKTE
-------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------	----	-------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------	----	-----------------

TOP DISTALKAPPEN ②

SHS	70100142568	Weich, transparent	8,6–9,8	EG-760R	5	SHF-020	70100143067	Hart, transparent	9,8	EG-760Z, EC-740T	5
SHM	70100139249	Weich, transparent	9,8–10,6	EG-760Z, EG-760CT, EC-740T	5	SHF-035	70100139658	Hart, transparent	10,8	EG-760CT, EC-760P	5
SHL	70100139248	Weich, transparent	10,6–12,6	EC-760R, EC-760ZP, EC-760P	5	SHF-045	70100141234	Hart, transparent	11,5	EC-760R	5
SHLL	70100143067	Weich, transparent	12,6–14,00	EC-760Z	5	SHF-050	70100139656	Hart, transparent	11,7–12,2	EC-760ZP	5
						SHF-055	70100139657	Hart, transparent	12,8	EC-760Z	5

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Schlinge (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	--------------------	---------------	------------------------	----

CROSSSNARE ZERO POLYPEKTOMIESCHLINGEN
FÜR DIE KALTABTRAGUNG ⓘ

POL1-Z2-07-23-220	70100147742	Kite, CWT	7	2.200	2,8	10
POL1-Z2-12-23-220	70100147743	Kite, CWT	12	2.200	2,8	10

CROSSSNARE HYBRIDE POLYPEKTOMIESCHLINGEN
FÜR DIE KALT- & HF-ABTRAGUNG ⓘ

POL1-X1-10-23-220-OL	70100146804	Kite, CWT	10	2.200	2,8	10
POL1-X1-15-23-220-OL	70100146758	Kite, CWT	15	2.200	2,8	10

POLYPEKTOMIESCHLINGEN ⓘ

POL1-B1-10-23-220-OL	70100146684	Konvex, CWT	10	2.200	2,8	10
POL1-B1-10-23-260-OL	70100147822	Konvex, Ballon-Enteroskopie, CWT	10	2.600	2,8	10
POL1-B1-15-23-220-OL	70100146542	Konvex, CWT	15	2.200	2,8	10
POL1-B1-15-23-260-OL	70100146685	Konvex, Ballon-Enteroskopie, CWT	15	2.600	2,8	10
POL1-B1-20-23-220-OL	70100146695	Konvex, CWT	20	2.200	2,8	10
POL1-B1-20-23-260-OL	70100147810	Konvex, Ballon-Enteroskopie, CWT	20	2.600	2,8	10
POL1-B1-30-18-260-OL	70100146543	Oval, Litze	30	2.600	2,8	10
POL1-B1-30-23-220-OL	70100146586	Konvex, CWT	30	2.200	2,8	10
POL1-B1-30-23-260-OL	70100146712	Konvex, Ballon-Enteroskopie, CWT	30	2.600	2,8	10
POL1-B1-40-23-220-OL	70100146713	Oval, Litze	40	2.200	2,8	10
POL1-D1-30-23-220-OL	70100146813	Konvex, Kombi, CWT	15	2.200	2,8	10
POL1-K1-25-23-220-OL	70100146726	Asymmetrisch, CWT	25	2.200	2,8	10
POL1-B7-10-23-220-OL	70100146697	Oval, Flechtdraht	10	2.200	2,8	10
POL1-B7-15-23-220-OL	70100146626	Oval, Flechtdraht	15	2.200	2,8	10
POL1-B7-20-23-220-OL	70100146698	Oval, Flechtdraht	20	2.200	2,8	10
POL1-B7-30-23-220-OL	70100146659	Oval, Flechtdraht	30	2.200	2,8	10
POL1-B8-10-23-220-OL	70100146627	Oval, drehbar, Flechtdraht	10	2.200	2,8	10
POL1-B8-15-23-220-OL	70100146628	Oval, drehbar, Flechtdraht	15	2.200	2,8	10
POL1-B8-22-23-220-OL	70100146675	Oval, drehbar, Flechtdraht	22	2.200	2,8	10
POL1-B8-30-23-220-OL	70100146570	Oval, drehbar, Flechtdraht	30	2.200	2,8	10
POL1-F1-30-23-220-OL	70100146740	Hexagonal, Flechtdraht	30	2.200	2,8	10

POLYPEKTOMIESCHLINGEN ⓘ

POL1-B9-10-23-220-OL	70100146687	Oval, monofil	10	2.200	2,8	10
POL1-B9-15-23-220-OL	70100146603	Oval, monofil	15	2.200	2,8	10
POL1-B9-22-23-220-OL	70100146571	Oval, monofil	22	2.200	2,8	10
POL1-B9-30-23-220-OL	70100146694	Oval, monofil	30	2.200	2,8	10
POL1-B3-10-23-220-OL	70100146624	Oval, drehbar, monofil	10	2.200	2,8	10
POL1-B3-15-23-220-OL	70100146604	Oval, drehbar, monofil	15	2.200	2,8	10
POL1-B3-22-23-220-OL	70100146625	Oval, drehbar, monofil	22	2.200	2,8	10
POL1-B3-30-23-220-OL	70100146686	Oval, drehbar, monofil	30	2.200	2,8	10

Hergestellt von FUJIFILM medwork GmbH.

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Schlinge (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	--------------------	---------------	------------------------	----

RESECTION MASTER POLYPEKTOMIESCHLINGEN
FÜR DIE EMR ②

POL1-C5-10-23-220-OL	70100146793	Oval, flaches Metallband	10	2.200 cm	2,8	10
POL1-C5-15-23-220-OL	70100146802	Oval, flaches Metallband	15	2.200 cm	2,8	10
POL1-C5-22-23-220-OL	70100146803	Oval, flaches Metallband	22	2.200 cm	2,8	10
POL1-C5-30-23-220-OL	70100146801	Oval, flaches Metallband	30	2.200 cm	2,8	10

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Schlinge (mm)	Nadel-Länge (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------------	----

SNARE INFLATOR POLYPEKTOMIESCHLINGEN
MIT INTEGRIERTER INJEKTIONSNADEL ②

POL1-H4-15-27-230-OL	70100146793	Oval, CWT	15	5	2.300	3,2	5
POL1-H3-22-27-230-OL	70100146802	Oval, monofil	22	5	2.300	3,2	5
POL1-H3-30-27-230-OL	70100146803	Oval, monofil	30	5	2.300	3,2	5

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Bürste (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	------------------	---------------	------------------------	----

ZYTOLOGIE-BÜRSTEN ②

WS0372512	70100146960	Bronchoskopie, Handgriff, 1 Lumen, distaler Protektionskopf	15	1.200	2,0	5
WS0373016	70100146972	Gastroskopie, Handgriff, 1 Lumen, distaler Protektionskopf	25	1.600	2,8	5
WS0373022	70100146980	Koloskopie, Handgriff, 1 Lumen, distaler Protektionskopf	30	2.200	2,8	5

SPRÜH-KATHETER ②

SPE1-B6-18-120	70100146734	Sprüh-Katheter		1.200	2,0	10
SPE1-C6-18-220	70100146735	Sprüh-Katheter		2.200	2,0	10

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Schnittlänge (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	----------------------	---------------	------------------------	----

FLAMINGO SET ⓘ

POL3-P1-40-30-30	70100146767	Flamingo-Set bestehend aus: 1 Flamingo für 15 Fr PEG-Sonde, 2 Lumen, CWT, drehbar	6/10	300	0,035	1
		1 Fremdkörper-Bergezange, Alligator/Rattenzahn		2.300		
		1 Führungsdraht, hydrophile Spitze		1.200		

Co-invented von Prof. Dormann.

BIOPSIE

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Ballon (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	------------------	---------------	------------------------	----

ENDOBITE² BIOPSIEZANGEN ⓘ

BIO1-C4-18-120	70100146676	Ovale Branchen, beschichtet, Bronchoskopie	1,8	1.200	2,0	10
BIO1-C4-18-180	70100146647	Ovale Branchen, beschichtet, Pädiatrie	1,8	1.800	2,0	10
BIO1-C4-18-260	70100146662	Ovale Branchen, beschichtet, BE	1,8	2.600	2,0	10
BIO1-C4-23-180	70100146574	Ovale Branchen, Mono-Zugdraht, beschichtet	2,3	1.800	2,8	10
BIO1-C4-23-230	70100146678	Ovale Branchen, Mono-Zugdraht, beschichtet	2,3	2.300	2,8	10
BIO1-D4-23-180	70100146552	Ovale Branchen, Mono-Zugdraht, beschichtet, Dorn	2,3	1.800	2,8	10
BIO1-D4-23-230	70100146593	Ovale Branchen, Mono-Zugdraht, beschichtet, Dorn	2,3	2.300	2,8	10
BIO1-C3-23-180	70100146705	Ovale Branchen, Mono-Zugdraht	2,3	1.800	2,8	10
BIO1-C3-23-230	70100146591	Ovale Branchen, Mono-Zugdraht	2,3	2.300	2,8	10
BIO1-D3-23-180	70100146645	Ovale Branchen, Mono-Zugdraht, Dorn	2,3	1.800	2,8	10
BIO1-D3-23-230	70100146592	Ovale Branchen, Mono-Zugdraht, Dorn	2,3	2.300	2,8	10
BIO1-G4-23-180	70100146575	Alligator, Mono-Zugdraht, beschichtet	2,3	1.800	2,8	10
BIO1-G4-23-230	70100146557	Alligator, Mono-Zugdraht, beschichtet	2,3	2.300	2,8	10
BIO1-H4-23-180	70100146679	Alligator, Mono-Zugdraht, beschichtet, Dorn	2,3	1.800	2,8	10
BIO1-H4-23-230	70100149148	Alligator, Mono-Zugdraht, beschichtet, Dorn	2,3	2.300	2,8	10

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Branchen (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	--------------------	---------------	------------------------	----

MAKRO-BIOPSIEZANGEN ⓘ

AMHBFJ2.8*2300	70100146977	Alligator, Mono-Zugdraht, beschichtet, Makro-Zange	2,8	2.300	3,2	10
AMHBFK2.8*2300	70100146955	Alligator, Mono-Zugdraht, beschichtet, Makro-Zange, Dorn	2,8	2.300	3,2	10

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Öffnungsweite (cm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	-----------------------	---------------	------------------------	----

OCTOPUS FREMDKÖRPER-BERGENETZE ②

FOR1-N1-20-180	70100146681	Hexagonal, gerahmt, Pädiatrie	3	1.800	2,0	5
FOR1-N1-30-220	70100146563	Oval, gerahmt	6	2.200	2,8	5
FOR1-N1-40-220	70100146682	Reservoirfunktion, gerahmt	8	2.200	2,8	5
FOR1-N2-30-220	70100146654	Kite, gerahmt	6	2.200	2,8	5
FOR1-N3-30-220	70100146607	Kite, gerahmt, drehbar	6	2.200	2,8	5

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Öffnungsweite (mm)	Ø Kanal (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	-----------------------	-----------------	---------------	------------------------	----

FREMDKÖRPER-BERGEZANGEN ②

FOR1-A1-23-230	70100146637	Alligator, Metallklemme, beschichtet	9	2,3	2.300	2,8	5
FOR1-A2-23-230	70100146653	Hybridbranchen Alligator/Rattenzahn, Metallklemme, beschichtet	9	2,3	2.300	2,8	10
FOR1-A2-23-260	70100146565	Hybridbranchen Alligator/Rattenzahn, Metallklemme, beschichtet, Ballon-Enteroskopie	8	2,3	2.600	2,8	5
FOR1-P1-18-230	70100146585	Pelikan, beschichtet, Pädiatrie	9	1,8	2.300	2,0	5
FOR1-P1-23-230	70100146638	Pelikan, beschichtet	15,5	2,3	2.300	2,8	5
FOR1-H3-23-230	70100146566	Drei-Arm-Greifer, PTFE-Katheter		2,3	2.300	2,8	5

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	VE
-------------	-------------	---------------	----

FREMDKÖRPER-SCHUTZKAPPE ②

WS0420000	70100146961	Fremdkörper-Schutzkappe	10
-----------	-------------	-------------------------	----

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Ø Nadel/Länge (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	-----------------------	---------------	------------------------	----

MANTA INJEKTIONS-NADELN

(Rastmechanismus, distale Nadelführung, Histoacryl-geeignet) ②

INJ1-A3-05-5-18-240	70100146666	0,5 (25 Gauge)/5	2.400	2,0	5
INJ1-A3-07-5-18-240	70100146657	0,7 (23 Gauge)/5	2.400	2,0	5

ICUS² INJEKTIONS-NADELN

(Rastmechanismus, distale Nadelführung, Histoacryl-geeignet) ②

INJ1-A2-05-3-23-230	70100147786	0,5 (25 Gauge)/3	2.300	2,8	10
INJ1-A2-05-4-23-180	70100146693	0,5 (25 Gauge)/4	1.800	2,8	10
INJ1-A2-05-4-23-230	70100146549	0,5 (25 Gauge)/4	2.300	2,8	10
INJ1-A2-07-3-23-230	70100147814	0,7 (23 Gauge)/3	2.300	2,8	10
INJ1-A2-07-4-23-180	70100146614	0,7 (23 Gauge)/4	1.800	2,8	10
INJ1-A2-07-4-23-230	70100146671	0,7 (23 Gauge)/4	2.300	2,8	10
INJ1-A2-07-5-23-180	70100146665	0,7 (23 Gauge)/5	1.800	2,8	10
INJ1-A2-07-5-23-230	70100146615	0,7 (23 Gauge)/5	2.300	2,8	10
INJ1-A2-09-5-23-180	70100146554	0,9 (21 Gauge)/5	1.800	2,8	10
INJ1-A2-09-5-23-230	70100146598	0,9 (21 Gauge)/5	2.300	2,0	10

ICUS² INJEKTIONS-NADELN

(Rastmechanismus, distale Nadelführung, Histoacryl-geeignet) ②

INJ1-A1-05-5-18-180	70100146672	0,5 (25 Gauge)/5	1.800	1,8	10
INJ1-A1-07-5-18-180	70100146611	0,7 (23 Gauge)/5	1.800	2,0	10

Produkt-Nr.	Eigenschaften	Öffnungsbreite (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	---------------	------------------------	---------------	------------------------	----

HÄMOSTASE-CLIP ②

SPE1-X9-26-230	Beschichtet, 360°-Positionierung	12	2.100	2,8	10
----------------	----------------------------------	----	-------	-----	----

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Ballon (mm)	Länge Ballon (mm)	Empfohlener Führungsdraht (in ≥ mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	------------------	----------------------	---	------------------------	----

DILATIONS-BALLON
(Arbeitslänge 230 cm, 2 röntgendichte Marker, für Kurz- & Langdraht-Technik) ⓘ

DIL1-A1-06-40-23-35	70100146636	Verjüngter Katheter (2,3/1,8 mm)	6	40	0,035 ≥ 2.000	2,8	2
DIL1-A1-08-40-23-35	70100146669	Verjüngter Katheter (2,3/1,8 mm)	8	40	0,035 ≥ 2.000	2,8	2
DIL1-A1-10-40-23-35	70100146663	Verjüngter Katheter (2,3/1,8 mm)	10	40	0,035 ≥ 2.000	2,8	2
DIL1-A1-12-60-23-35	70100146605		12	60	0,035 ≥ 2.000	2,8	2
DIL1-A1-14-60-23-35	70100146664		14	60	0,035 ≥ 2.000	2,8	2
DIL1-A1-16-60-23-35	70100146670		16	60	0,035 ≥ 2.000	2,8	2
DIL1-A1-18-60-23-35	70100146667		18	60	0,035 ≥ 2.000	2,8	2
DIL1-A1-20-60-23-35	70100146606		20	60	0,035 ≥ 2.000	3,2	2

INSUFFLATIONS-SYSTEM ⓘ

DIL1-B1-60	70100146584	60 ml Volumen, 12 Atm Maximaldruck					1
------------	-------------	------------------------------------	--	--	--	--	---

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Stent (mm)	Länge expandiert (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	-----------------	--------------------------	------------------------	----

GALLENGANG ②

BDB080618	70100149384	Unbeschichtet, TTS/OTW	8	60	2,8	1
BDB080818	70100149378	Unbeschichtet, TTS/OTW	8	80	2,8	1
BDB100618	70100146982	Unbeschichtet, TTS/OTW	10	60	2,8	1
BDB100718	70100149379	Unbeschichtet, TTS/OTW	10	70	2,8	1
BDB100818	70100149385	Unbeschichtet, TTS/OTW	10	80	2,8	1
BDC100518	70100146983	Zweifach beschichtet, TTS/OTW	10	50	2,8	1
BDC100618	70100146989	Zweifach beschichtet, TTS/OTW	10	60	2,8	1
BDC100718	70100146981	Zweifach beschichtet, TTS/OTW	10	70	2,8	1
BDC100818	70100146991	Zweifach beschichtet, TTS/OTW	10	80	2,8	1
BFCB08040818	70100149386	Vollbeschichtet, TTS	8	40	2,8	1
BFCB08060818	70100149387	Vollbeschichtet, TTS	8	60	2,8	1
BFCB08080818	70100149388	Vollbeschichtet, TTS	8	80	2,8	1
BFCB08100818	70100149389	Vollbeschichtet, TTS	8	100	2,8	1
BFCB10040818	70100149380	Vollbeschichtet, TTS	10	40	2,8	1
BFCB10060818	70100149370	Vollbeschichtet, TTS	10	60	2,8	1
BFCB10080818	70100149390	Vollbeschichtet, TTS	10	80	2,8	1
BFCB10100818	70100149391	Vollbeschichtet, TTS	10	100	2,8	1

KOLON ②

CDC240622	70100149376	Doppelmanchig beschichtet, TTS/OTW	24	60	3,8	1
CDC240822	70100149371	Doppelmanchig beschichtet, TTS/OTW	24	80	3,8	1
CDC241022	70100146979	Doppelmanchig beschichtet, TTS/OTW	24	100	3,8	1

OESOPHAGUS ②

EEA201107	70100149377	Beschichtet, Anti-Reflux, OTW	Mitte 20/Tulpe 28	60/110		1
EEA201307	70100149372	Beschichtet, Anti-Reflux, OTW	Mitte 20/Tulpe 28	80/130		1
EEC200907	70100146993	Beschichtet, OTW	Mitte 20/Tulpe 28	40/90		1
EEC201107	70100146978	Beschichtet, OTW	Mitte 20/Tulpe 28	60/110		1
EEC201307	70100146968	Beschichtet, OTW	Mitte 20/Tulpe 28	80/130		1
EEC201507	70100146994	Beschichtet, OTW	Mitte 20/Tulpe 28	100/150		1
EEP200907	70100149373	Teilbeschichtet (40mm), OTW	Mitte 20/Tulpe 28	40/90		1
EEP201107	70100149382	Teilbeschichtet (60mm), OTW	Mitte 20/Tulpe 28	60/110		1
EEP201307	70100146995	Teilbeschichtet (80mm), OTW	Mitte 20/Tulpe 28	80/130		1
EEP201507	70100146987	Teilbeschichtet (100mm), OTW	Mitte 20/Tulpe 28	100/150		1

DUODENUM ②

PDB220618	70100149374	Doppelmanchig beschichtet, TTS/OTW	22	60	3,8	1
PDB220818	70100146973	Doppelmanchig beschichtet, TTS/OTW	22	80	3,8	1
PDB221018	70100146971	Doppelmanchig beschichtet, TTS/OTW	22	100	3,8	1
PDC220618	70100149383	Doppelmanchig beschichtet, TTS/OTW	22	60	3,8	1
PDC220818	70100149375	Doppelmanchig beschichtet, TTS/OTW	22	80	3,8	1
PDC221018	70100149381	Doppelmanchig beschichtet, TTS/OTW	22	100	3,8	1

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø innen (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	-----------------	----

BEISSRINGE

BYT1-A3-20	70100146578	Standard, weiß, mit OEKO TEX®-Gurt ②	20	100
AN10018004	70100147834	Mit Kopfband, Pädiatrie, Latex-frei ②	13	25
30148	70100147740	Mit Sauerstoffanschluss, wiederverwendbar		5

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	VE
-------------	-------------	---------------	----

KOALA POLYPENFALLEN ②

TRP1-S2	70100147772	2 Kammern	25
TRP1-S4	70100149546	2 Kammern, 2 zusätzliche Ablagen	25

POLYPENFALLEN ②

MIS1-POLYPTRAP	70100146707	4 Kammern, Ansatzstücke für Absaugpumpe/Endoskop	10
MIS1-POLYPTRAP50	70100146556	4 Kammern, Ansatzstücke für Absaugpumpe/Endoskop	50

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Bürste (mm)	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
-------------	-------------	---------------	------------------	---------------	------------------------	----

RACoon BRUSH REINIGUNGSBÜRSTEN ②

CLE1-G1-50-18-180	70100146651	Für Gastroskop, 1 Bürste	5	1.800	2,0-4,8	50
CLE1-G2-50-18-180	70100146644	Für Gastroskop, 2 Bürsten	5	1.800	2,0-4,8	50
CLE1-C1-50-18-230	70100146548	Für Koloskop, 1 Bürste	5	2.300	2,0-4,8	50
CLE1-C1-65-18-230	70100146691	Für Koloskop, 1 Bürste	6	2.300	2,0-4,8	50
CLE1-C2-50-18-230	70100146582	Für Koloskop, 2 Bürsten	5	2.300	2,0-4,8	50
CLE1-C3-50-18-230	70100146595	Für Koloskop, 3 Bürsten	5	2.300	2,0-2,8	50
CLE1-V2-012	70100147811	Ventil- und Biopsiekanal-Einlass	11/5	1.200		10
CLE1-V2-012-50	70100147826	Ventil- und Biopsiekanal-Einlass	11/5	1.200		50
CLE1-C4-18-230	70100146583	Für Koloskop, 1 Bürste, distaler Protektionskopf	5	2.300	2,0-4,8	50
CLE1-C6-18-230	70100146706	Für Koloskop, 2 Bürsten, distaler Protektionskopf	5	2.300	2,0-4,8	50
CLE1-D2-18-230	70100146692	Für Koloskop und Endoskop-Einlassventil, 2 Bürsten, distaler Protektionskopf	10/5	2.300	2,0-4,8	50

REINIGUNGSBÜRSTEN

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Einsatzbereich	Passend für
Endoskope			
WB7024FW	16518827	Mehrweg	Arbeitskanal
WB7025DC	16560832	②	Arbeitskanal
WB11003FW	16518841	Mehrweg	Zylinderanschluss
WB11003DV	16560820	②	Zylinderanschluss
WB4321FW2	15910078	Mehrweg	Arbeitskanal
WB7025DC	16560832	②	Arbeitskanal
WB11002FW2	15909902	Mehrweg	Zylinderanschluss
WB11003DV	16560820	②	Zylinderanschluss
WB4321FW2	15910078	Mehrweg	Arbeitskanal
WB7025DC	16560832	②	Arbeitskanal
WB11002FW2	15909902	Mehrweg	Zylinderanschluss
WB11003DV	16560820	②	Zylinderanschluss
Duodenoskope			
WB7025DC	16560832	②	Arbeitskanal
WB11003DV	16560820	②	Zylinderanschluss
WB1318DE	16556623	②	Hebemechanismus
WB4321FW2	15910078	Mehrweg	Arbeitskanal
WB11001FW2	15909897	Mehrweg	Zylinderanschluss
WB2221FW2	15909926	Mehrweg	Luft-Wasser-Kanal
WB1318DE	16556623	②	Hebemechanismus
Doppel-Ballon-Endoskope			
WB4324FW2	16406921	Mehrweg	Arbeitskanal
WB7025DC	16560832	②	Arbeitskanal
WB11002FW2	15909902	Mehrweg	Zylinderanschluss
WB11003DV	16560820	②	Zylinderanschluss
WB7024FW	16518827	Mehrweg	Arbeitskanal
WB11003FW	16518841	Mehrweg	Zylinderanschluss
WB11003DV	16560820	②	Zylinderanschluss

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Einsatzbereich	Passend für
Ultraschall-Videoskope			
WB7024FW	16518827	Mehrweg	Arbeitskanal
WB7025DC	16560832	②	Arbeitskanal
WB11003FW	16518841	Mehrweg	Zylinderanschluss
WB11003DV	16560820	②	Zylinderanschluss
WB1318DE	16556623	②	Hebemechanismus
WB2221FW2	15909926	Mehrweg	Ballon-Kanal
WB2517DC		②	Ballon-Kanal
WB3212FW2	15909938	Mehrweg	Arbeitskanal
WB3503FW	15909976	Mehrweg	Arbeitskanal
WB7025DC	16560832	②	Arbeitskanal
WB11002FW2	15909902	Mehrweg	Zylinderanschluss
WB11003DV	16560820	②	Zylinderanschluss
Bronchoskope			
WB7024FW	16518827	Mehrweg	Arbeitskanal
WB11003FW	16518841	Mehrweg	Zylinderanschluss
WB11003DV	16560820	②	Zylinderanschluss
WB3212FW2	15909938	Mehrweg	Arbeitskanal
WB3503FW	15909976	Mehrweg	Arbeitskanal
WB11002FW2	15909902	Mehrweg	Zylinderanschluss
WB11003DV	16560820	②	Zylinderanschluss
WB3512FW	15909988	Mehrweg	Arbeitskanal
WB2212FW2	15909926	Mehrweg	Arbeitskanal
Fiber-Endoskope			
WB3518FW	16659932	Mehrweg	Arbeitskanal
WB3524FW	15910016	Mehrweg	Arbeitskanal

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
REINIGUNGSBÜRSTEN KOLOSKOP-SET ②				
CLE1-Kit2-COLO	70100147806	Reinigungsbürsten Koloskop-Set inklusive: 1 CLE1-C6-18-230 für Koloskop, 2 Bürsten, distaler Protektionskopf 1 CLE-V2-012 für Endoskop-Ventil-Aufnahme	2,0-4,8	50

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Ø innen (mm)	Ø außen (mm)	Länge (mm)	VE
SHEPHERD ENDOSKOP-SCHUTZ ②						
SHP1-U1	70100147808	Endoskop-Schutzhülle in rot, weiß, blau, grün	4-10	37	140	50

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Länge (mm)	Ø Arbeitskanal (mm)	VE
SPÜLKATHETER ②					
SPE1-B5-18-120	70100146790	LL-Ansatz	1.200	2,0	5
SPE1-B5-21-120	70100146822	LL-Ansatz	1.200	2,8	5

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	VE
FROG BIOPSIE-VENTIL ②			
VAL1-F1-100	70100146824	Für Fujifilm- und Olympus-Endoskope	100
VAL1-P1-100	70100146810	Für Pentax-Endoskope	100

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Kompatible Endoskope	VE
JAZZ ENDOSKOP-VENTIL-SET ②				
VAL1-G7-50	70100146737	Mit Luft-/Wasser-Ventil, Ansaug-Ventil, Biopsie-Ventil FROG	Fujifilm-Endoskope mit G7-Griff	50

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	Kompatible Endoskope	VE
EUS-BALLON ②				
WS1070000	70100146969	OL Linear GF-Um20, GF-UM30P, GF-UM130, GF-UMQ130, JF-UM20	EG-580UR, EG-580UT	20

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	VE
-------------	-------------	---------------	----

KOLOSKOPIE-UNTERSUCHUNGSHOSE ②

MIS1-COLO-PANTS	70100146617	Koloskopie-Untersuchungshose, dunkelblau, Vlies, mit Gummizug, geschlitzt mit Klettabdeckung, verlängerte Bundhöhe, Bermuda (Weite 70 cm/Länge 60 cm)	100
MIS1-COLO-PANTS1	70100146618	Koloskopie-Untersuchungshose, dunkelblau, Vlies, mit Gummizug, geschlitzt, Bermuda (Weite 61 cm/Länge 65 cm)	100
MIS1-COLO-PANTS-XXL	70100146555	Koloskopie-Untersuchungshose, dunkelblau, Vlies, mit Gummizug, geschlitzt mit Klettabdeckung, verlängerte Bundhöhe, Bermuda (Weite 85 cm/Länge 70 cm)	10

ERCP ABDECKTUCH STERIL ②

MIS1-TOWEL-3	70100146673	Mit 3 transparenten Ablagetaschen (30 x 26 cm), 75 x 90 cm	10
MIS1-TOWEL-4	70100146690	Mit 4 transparenten Ablagetaschen (30 x 20 cm), 75 x 90 cm	10

EINMAL-ERCP-SET ②

CAN3-STANDARD-1	70100146634	1 Paar Nitril-Handschuhe, medium, puderfrei, latexfrei; 1 St. Becher, 210 ml, weiß transparent; 1 St. Becher, 210 ml, blau transparent; 10 St. Mullkompressen 10 x 10 cm, 8-fach; 1 St. Einmal-Spritze, 10 ml, Luer-Lock; 1 St. Einmal-Spritze, 20 ml, Luer-Lock; 1 St. Abdecktuch 75 x 90 cm mit 4 transparenten Ablagetaschen (MIS1-TOWEL-4)	20
-----------------	-------------	--	----

WIEDERVERWENDBARE PRODUKTKLEMME

MIS2-PRO-CLIP	70100147813	Wiederverwendbare Klemme zur Fixierung und Aufbereitung von flexiblem Zubehör, heißdampfsterilisierbar bis zu 134° C, Spannungsbereich 0–10 mm	20
---------------	-------------	--	----

Hergestellt von FUJIFILM medwork GmbH.

PERSONEN-SCHUTZAUSRÜSTUNG

Modell	Größe Folie / Stückzahl	Beschreibung
--------	-------------------------	--------------

TRÖPFCHENREDUKTION ②

B1 Tröpfchenreduktions-Mundstück mit Folie		300 mm x 300 mm 10/VE	B1 – das Tröpfchenreduktions-Mundstück mit Folie ► Mundstück mit Schaumgummi zur Tröpfchenreduktion aus der Mundhöhle ► Folie für den Gesichtsschutz, um Tröpfchen aus der Lücke zwischen Mundstück und Mundwinkeln aufzufangen ► Kompatibel mit Endoskopen oder Intubationsröhren mit 3 – 16 mm Durchmesser ► Latex-freies Silikongummiband zur Folienfixierung
--	---	--------------------------	---

Modell		Beschreibung	ZUSATZ-PRODUKTE
EIZO 32"CuratOR (4K UHD-Auflösung)		32" LCD-Monitor mit 4K UHD-Auflösung ▶ LED-Hintergrundlicht mit 700 cd/m², hochauflösend mit 3840 x 2160 px (4K), Optical bonding zur Reflektionsreduzierung ▶ EIZO 32": 12,8 kg, 760 mm (B) x 463 mm (H) x 87 mm (T) ▶ Eingangssignal: DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 2.2/1.4), BNC(12G-SDI), BNC (3G-SDI), DVI-D x 2 (HDCP 1.4) ▶ Ausgangssignal: BNC (12G-SDI), BNC (3G-SDI), DVI-D	
EIZO 32" Color-LCD 		32" HD mit LED-Hintergrundlicht ▶ High-Definition, Full Multi-Modality ▶ 9,9 kg, 760 mm (B) x 463 mm (H) x 99 mm (T) ▶ Eingangssignal: BNC 3G-SDIx2, BNC (RGB C-Sync, Composite) DVI-D x2, D-Sub 15 pin (mini), S-Video ▶ Ausgangssignal: DVI-D, BNC (3G-SDI)x2, BNC (Composite), S-Video	
EIZO 27" Color-LCD 		27" HD mit LED-Hintergrundlicht ▶ High-Definition, Full Multi-Modality ▶ 8,5 kg, 660 mm (B) x 400 mm (H) x 87 mm (T) ▶ Eingangssignal: BNC (3G-SDI), BNC (RGB C-Sync, Composite), DVI-D x2, D-Sub 15 pin (mini), S-Video ▶ Ausgangssignal: DVI-D, BNC (3G-SDI), BNC (Composite), S-Video	
EIZO 26" Color-LCD 		26" HD mit LED-Hintergrundlicht ▶ High-Definition, Full Multi-Modality ▶ 8,4 kg, 643 mm (B) x 369 mm (H) x 83 mm (T) ▶ Eingangssignal: BNC (3G-SDI), BNC (RGB C-Sync, Composite), DVI-D, S-Video ▶ Ausgangssignal: DVI 2, SDI 1/2, Component, Composite, S-Video	

Hergestellt von EIZO Corporation, Japan.

ENDOSKOPIE-WAGEN

Modell		Beschreibung
ITD-04 EUS Iso Plus		EUS-Wagen ▶ Gewicht ca. 76 kg, Maße: 618 mm x 1.500 mm x 624 mm (BxHxT) ▶ 2x Endoskop-Bügel, 4x Regale ▶ 2.000 VA, Trenntransformator mit Isolationswächter
ITD-04 Iso Plus		Standard-Wagen ▶ Gewicht ca. 88 kg, Maße: 618 mm x 1.340 mm x 624 mm (BxHxT) ▶ 1x Endoskop-Bügel, 4x Regale ▶ 2.000 VA, Trenntransformator mit Isolationswächter ▶ Flexion-Port Monitor Schwenkarm

Hergestellt von ITD GmbH, Deutschland.

Modell		Beschreibung	ZUSATZ-PRODUKTE
ITD-04 Iso		Standard-Wagen ▶ Gewicht ca. 80 kg, Maße: 618 mm x 1340 mm x 624 mm (BxHxT) ▶ 1x Endoskop-Bügel, 4x Regale ▶ 2.000 VA, Trenntransformator mit Isolationswächter	



Specifications are subject to change without notice. The name FUJIFILM and the FUJIFILM logo are trademarks of FUJIFILM Corporation. All other trademarks shown are trademarks of their respective owners. All rights reserved. SAP 70100153957. 09/2022.

FUJIFILM

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Dürr-Allee 6 | 40882 Ratingen, Germany
+49 2102 5364-0 | endoscopy_eu@fujifilm.com
www.fujifilm-endoscopy.com