

# SCENARIA View Focus Edition

Der Vorteil der Patientenfreundlichkeit.



# SCENARIA View Focus Edition


## DER VORTEIL DER PATIENTENFREUNDLICHKEIT

### Entdecken Sie Touch Vision – Ihre umfassende Lösung für mehrsprachige Unterstützung

Mit Touch Vision genießen Sie die Flexibilität, aus 11 verschiedenen Sprachen zu wählen, die nahtlos mit einer automatischen Sprachsteuerung kombiniert sind. Profitieren Sie von klaren Untersuchungsleitlinien sowie einer intuitiven Navigation für Zeitpunkt und Dauer des Atemanhaltens.

Besonders erfreulich: Unsere Unterstützung für Gebärdensprache macht die Untersuchung für alle zugänglich.

Erleben Sie eine angenehme und barrierefreie Untersuchung, die individuellen Bedürfnissen gerecht wird – für ein rundum komfortables Erlebnis!




Die Bedientasten befinden sich in den unteren Ecken des Monitors und sind für den Bediener leicht zugänglich. Das Gerät kann in einer natürlichen Haltung bedient werden.

### Atmungshilfe – Vertrauen für alle Altersgruppen

Unsere innovative Atmungshilfe sorgt dafür, dass Ihre Patienten sich während der Untersuchung rundum wohl und sicher fühlen. Der hilfreiche Indikator, der deutlich an drei gut sichtbaren Stellen am Portal platziert ist, zeigt präzise an wie lange die Luft angehalten muss.

Ob jung oder älter – unser System ist speziell darauf ausgelegt, Patienten vom Kindes- bis ins fortgeschrittene Erwachsenenalter zu beruhigen und zu informieren. Durch eine klare Textanzeige und eine automatische Sprachausgabe werden sie stets begleitet und unterstützt.

### Gut und sicher informiert.




# DER VORTEIL DER PATIENTENFREUNDLICHKEIT

## Vorteil für einen stabilen Betrieb – Effizienz neu definiert

Profitieren Sie von unserem innovativen Eco-Modus mit den Funktionen „On-Time-Standby“ und „Off-Time-Modus“, die nicht nur umweltfreundlich sind, sondern auch Ihre Betriebskosten erheblich senken.

Die „On-Time-Standby“-Funktion senkt den Stromverbrauch um beeindruckende 47,1 %, indem sie intelligente Steuergeräte nutzt, die direkt in das Portal integriert sind.



Zusätzlich sorgt die „Off-Time“-Funktion dafür, dass die Stromversorgung unterbrochen wird, während die essenziellen Detektoreigenschaften erhalten bleiben. Dies führt zu einer sensationellen Reduzierung des Stromverbrauchs im Standby-Modus um bis zu 69,5 % im Vergleich zum Zustand bei Nichtgebrauch.

Setzen Sie auf Nachhaltigkeit und Effizienz – für einen stabilen und wirtschaftlichen Betrieb, der sowohl Ihrem Budget als auch der Umwelt zugute kommt!

## Optimale Nutzung der Stellfläche – Empfehlungen für Ihren Erfolg

Mit einer empfohlenen Stellfläche von nur 14,3 m<sup>2</sup> genießen Sie alle Vorteile einer platzsparenden Installation, ohne dabei den Hub des Untersuchungstischs einzuschränken. Unser innovatives Design ermöglicht es Ihnen, den verfügbaren Raum effizient zu nutzen und gleichzeitig eine leistungsstarke Bildgebungsumgebung zu schaffen. Durch die sorgfältige Planung und Implementierung unseres Systems reduzieren Sie den Aufwand bei Erweiterungen oder Austauschmaßnahmen erheblich.

Dies sorgt dafür, dass Sie und Ihr Team in Ihrer Praxis/Klinik in einer reibungslosen Bildgebungsumgebung an einem großzügigen Arbeitsplatz arbeiten können. Setzen Sie auf eine intelligente Raumgestaltung und fördern Sie Ihre Effizienz – für eine erstklassige Patientenerfahrung und einen optimalen Arbeitsfluss!



# DER VORTEIL DER PATIENTENFREUNDLICHKEIT


## Kontinuierliche Überwachung nach der Installation

Mit unserem engagierten Team aus Vertriebs-, Anwendungs- und Wartungs-/Servicepersonal sowie dem Sentinel-Kundendienst garantieren wir Ihnen eine umfassende Überwachung Ihrer CT-Systeme, auch nach der Installation. Unser Ziel ist es, Ihnen langfristigen Support zu bieten, der die Leistung und Effizienz Ihrer CT-Systeme optimal erhält und kontinuierlich verbessert.

Durch fortschrittliche IoT-basierte Überwachungsfunktionen stehen wir Ihnen rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, zur Seite. So erkennen wir bereits im Vorfeld Anzeichen von möglichen Ausfällen und können proaktiv handeln, bevor Probleme auftreten.

Setzen Sie auf unsere kontinuierliche Betreuung und genießen Sie die Sicherheit, dass Ihr System stets auf dem neuesten Stand ist.

Vertrauen Sie auf unsere Expertise für eine zuverlässige Bildgebungsumgebung – für eine patientenfreundliche Untersuchung und einen reibungslosen Betrieb!



\*6 Im Vergleich zu dem Ganzkörper-Röntgen-CT-System SCENARIA

\*7 Der Bediener muss den automatisch berechneten Scanbereich überprüfen und anpassen.



Next stage to the future  
**SCENARIA View Focus Edition**

Erfahren Sie mehr!  
[Hier geht es zu den Systemdetails.](#)

**FUJIFILM**  
Value from Innovation