

SCENARIA VIEW Focus Edition (FE)

SCENARIA VIEW FE ist der neueste CT-Scanner von Fujifilm Healthcare mit integrierter künstlicher Intelligenz. Er bietet neue Funktionen, die Herz- und Lungen-Scans sicherer machen.

Die wichtigsten Merkmale des Systems:

- **Optimierte Bildgebung**
 - **NEU:** 4D Cardio StillShot Motion Correction für eine sehr hohe zeitliche Auflösung von Cardio-Scans
 - **NEU:** 4D Body StillShot Motion Correction, z.B. für Lungen-Scans



• **Moderne Dosisreduktionsfunktionen**


- Reduzierte Strahlenbelastung durch Intelli IPV Rekonstruktionstechnologie
- Integrierter kardialer Bowtie-Filter
- Individuelle Dosisreduzierung möglich

• **Effizienz mit Künstlicher Intelligenz**

- Synergy Drive für einen verbesserten Workflow
- Deep Learning AI 3D-Kamera unterstützt bei der Patienten-positionierung und der Festlegung des Scanbereichs.
- KI-unterstützte Bildanalyse

• **Weitere Funktionen**

- Durch die laterale Tischverschiebung ist jede Anatomie im Isozentrum bequem positionierbar.
- Volumenscans sind mit abgekippter Gantry möglich



Neue Maßstäbe in der CT-Bildgebung setzt der SCENARIO VIEW FE. Die Funktion „On-time Standby“ reduziert den Stromverbrauch um bis zu 47,1 %.

Ihr Kontakt

FUJIFILM Healthcare Deutschland GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6
40882 Ratingen, Germany
E-Mail: medical_feg@fujifilm.com

FUJIFILM
Value from Innovation